

# BIOCRYL

**TIPOLOGIA:**

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita.

**COLORE:**

Viola o undyed (beige).

**MOLECOLA:**

Copolimero di acido glicolico al 90% e acido lattico al 10% (Polyglactin 910).

**TIPO DI RIVESTIMENTO:**

Polyglactin 370 e stearato di calcio.


**CARATTERISTICHE:**

- Elevata resistenza tensile.
- Estrema maneggevolezza e facile esecuzione del nodo.
- Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.
- Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.
- Profilo di assorbimento prevedibile.

**INDICAZIONI:**

Le suture Biocryl sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in generale, incluso l'uso nelle procedure oftalmiche. La sicurezza e l'efficacia delle suture Biocryl nei tessuti cardiovascolari e neurali non sono state ancora definite.

La sutura Biocryl, dopo due settimane dall'impianto, mantiene approssimativamente il 75% della resistenza alla rottura, dopo tre settimane circa il 50%. Dopo quattro settimane la resistenza alla rottura per le suture USP 4/0 è circa il 30% di quella iniziale, per quelle USP 2/0 è inferiore al 25%.

**RESISTENZA TENSILE IN VIVO:****ASSORBIMENTO:**

Avviene tramite idrolisi ed è completo all'incirca tra 56 e 70 giorni.

**REAZIONE TISSUTALE:**

Minima.

**STERILIZZAZIONE:**

Ossido di etilene.

**CALIBRI:**

USP da 8/0 a 2.  
EP da 0,4 a 5.

**VALIDITÀ:**

5 anni.

**CERTIFICAZIONE:**

CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".

**CLASSE DI APPARTENENZA:**











III



**BIOCRIL**








# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>PACK</b> x N° FILI	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HR</b> mm 9 	6/0	0,7	45	36	Viola	BC4F6CV1
<b>HR</b> mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	BC436EU1
	5/0	1	70	36	Undyed	BC435EU1
<b>HR</b> mm 12 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BC446CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BC446CV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BC446EV1
	5/0	1	45	36	Viola	BC445CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BC445EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC445EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC444EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC444EV1
<b>HR</b> mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	BC456CV1
	6/0	0,7	70	36	Undyed	BC456EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BC456EV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BC455EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC455EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC454EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC454EV1
<b>HR</b> mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	BC466EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BC465EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC464CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC464EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC463EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC462EV1
<b>2 x HR</b> mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BC465EV2
<b>HRS</b> mm 17 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC602EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC601EV1
	1	4	70	36	Viola	BC60AEV1
<b>HR</b> mm 18 - black 	5/0	1	70	36	Viola	BC1B5EVN
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC1B4EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BC1B3EVN









# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>PACK</b> x N° FILI	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HR</b> mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC484EV1
	3/0	2	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC483C4S
	3/0	2	70	36	Viola	BC483EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC482EV1
	2/0	3	70	12x4	Viola distacco facilitato	BC482E4S
	0	3,5	70	36	Viola	BC481EV1
<b>2 x HR</b> mm 22 	3/0	2	90	36	Viola	BC483GV2
	2/0	3	90	36	Viola	BC482GV2
<b>HRS</b> mm 22 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC612EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC611EV1
	1	4	70	36	Viola	BC61AEV1
<b>HR</b> mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC484EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BC483EVN
	2/0	3	70	36	Viola	BC482EVN
<b>HR</b> mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC024EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BC024GV1
	3/0	2	45	36	Viola	BC023CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC023EV1
	3/0	2	70	12x4	Viola	BC023EVE
	3/0	2	90	36	Viola	BC023GV1
	3/0	2	120	36	Viola	BC023HV1
	2/0	3	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC022C4S
	2/0	3	45	12x8	Viola distacco facilitato	BC022C8S
	2/0	3	70	36	Undyed	BC022EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC022EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC022GV1
	2/0	3	120	36	Viola	BC022HV1
	2/0	3	150	36	Viola	BC022IV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC021EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC021GV1
	0	3,5	120	36	Viola	BC021HV1
	1	4	70	36	Viola	BC02AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC02AGV1





# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>PACK</b> x N° FILI	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HRS</b> mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BC623EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC622EV1
	2/0	3	70	36	Incolore	BC622EU1
	2/0	3	90	36	Viola	BC622GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC621EV1
	0	3,5	70	12x4	Viola distacco facilitato	BC621E4S
	0	3,5	90	36	Viola	BC621GV1
	1	4	70	36	Viola	BC62AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC62AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC62BEV1
	2	5	90	36	Viola	BC62BGV1
	<b>2 x HR</b> mm 26 	4/0	1,5	90	36	Viola
3/0		2	90	36	Viola	BC023GV2
2/0		3	90	36	Viola	BC022GV2
<b>HR</b> mm 26 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC024EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BC023EVN
<b>HR</b> mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BC493EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC492EV1
	2/0	3	100	36	Viola	BC492NV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC491EV1
	1	4	70	36	Viola	BC49AEV1
<b>2 x HR</b> mm 30 	3/0	2	90	36	Viola	BC493GV2
	2/0	3	90	36	Viola	BC492GV2
<b>HRS</b> mm 30 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC631EV1
	1	4	70	36	Viola	BC63AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC63AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC63BEV1
	2	5	90	36	Undyed	BC63BGU1
	2	5	90	36	Viola	BC63BGV1






# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> <b>lungh.</b> <b>(cm)</b>	<b>PACK</b> <b>x N° FILI</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HR</b> mm 36 	3/0	2	70	36	Viola	BC503EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC503GV1
	2/0	3	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC502C4S
	2/0	3	70	36	Undyed	BC502EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC502EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC502GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC501EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC501GV1
	1	4	70	36	Viola	BC50AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC50AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC50BEV1
	2	5	90	36	Viola	BC50BGV1
<b>HRS</b> mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BC643EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC643GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC642EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC642GV1
	0	3,5	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC641C4S
	0	3,5	70	36	Viola	BC641EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC641GV1
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC64AC4S
	1	4	70	36	Undyed	BC64AEU1
	1	4	70	36	Viola	BC64AEV1
	1	4	70	12x4	Viola distacco facilitato	BC64AE4S
	1	4	90	36	Viola	BC64AGV1
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC64BC4S
	2	5	70	36	Viola	BC64BEV1
2	5	90	36	Viola	BC64BGV1	





# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>PACK</b> x N° FILI	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HRX</b> mm 36 - extra rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC762EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC761EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC761GV1
	1	4	70	36	Viola	BC76AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC76AGV1
	2	5	90	36	Viola	BC76BGV1
<b>HR</b> mm 40 	3/0	2	70	36	Viola	BC513EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC512EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC512GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC511EV1
	1	4	90	36	Viola	BC51AGV1
<b>HRS</b> mm 40 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BC653EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC653GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC652EV1
	2/0	3	70	12x4	Viola distacco facilitato	BC652E4S
	2/0	3	90	36	Viola	BC652GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC651EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC651GV1
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC65AC4S
	1	4	70	36	Viola	BC65AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC65AGV1
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC65BC4S
	2	5	70	36	Viola	BC65BEV1
2	5	90	36	Viola	BC65BGV1	

# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HR</b> mm 48 	1	4	70	36	Viola	BC4GAEV1
	2	5	70	36	Viola	BC4GBEV1
<b>HRS</b> mm 48 - rinforzato 	2/0	3	45	36	Viola distacco facilitato	BC662CVS
	2/0	3	70	36	Viola distacco facilitato	BC662EVS
	2/0	3	90	36	Viola	BC662GV1
	0	3,5	45	36	Viola distacco facilitato	BC661CVS
	0	3,5	70	36	Viola distacco facilitato	BC661EVS
	0	3,5	70	36	Viola	BC661EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC661GV1
	1	4	45	36	Viola distacco facilitato	BC66ACVS
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC66AC4S
	1	4	70	36	Viola distacco facilitato	BC66AEVS
	1	4	70	36	Viola	BC66AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC66AGV1
	2	5	45	36	Viola	BC66BCV1
	2	5	45	36	Viola distacco facilitato	BC66BCVS
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	BC66BC4S
	2	5	70	36	Viola	BC66BEV1
2	5	70	36	Viola distacco facilitato	BC66BEVS	
2	5	90	36	Viola	BC66BGV1	



# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HRS</b> mm 65 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC672EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC672GV1
	1	4	90	36	Viola	BC67AGV1
	1	4	150	36	Viola	BC67AIV1
	2	5	90	36	Viola	BC67BGV1
	2	5	150	36	Viola	BC67BIV1
<b>HRS</b> mm 70 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC4H2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC4H2GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC4H1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC4H1GV1
	1	4	70	36	Viola	BC4HAEV1
	1	4	90	36	Viola	BC4HAGV1

 <b>CILINDRICO</b> <b>3/8 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DR</b> mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BC046EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BC045EV1
<b>DR</b> mm 17 	4/0	1,5	45	36	Viola	BC064CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC064EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC063EV1
<b>DR</b> mm 20 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC074EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BC074GV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC073EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC073GV1

# BIOCRYL








Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>3/8 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DR</b> mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	BC083EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC083GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC082EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC082GV1
<b>DR</b> mm 24 	3/0	2	70	36	Viola	BC1Z3EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC1Z3GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC1Z2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC1Z2GV1
<b>DR</b> mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BC093EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC093GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC092EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC092GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC091EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC091GV1

 <b>CILINDRICO</b> <b>5/8 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>FR</b> mm 22 	2/0	3	70	36	Viola	BC2C2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC2C1EV1
<b>FR</b> mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BC323EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC322EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC321EV1
	1	4	70	36	Viola	BC32AEV1
<b>FRS</b> mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BC373EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC372EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC371EV1
	1	4	70	36	Viola	BC37AEV1






# BIOCRYL






Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO</b> <b>5/8 cerchio</b> 	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>FR</b> mm 30 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC334EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC334EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC333EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC333EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC332EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC332EV1
<b>FR</b> mm 35 	2/0	3	70	36	Viola	BC342EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC341EV1
	1	4	70	36	Viola	BC34AEV1
<b>FRS</b> mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC872EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC871EV1
	1	4	70	36	Viola	BC87AEV1
<b>FR</b> mm 40 	0	3,5	70	36	Viola	BC361EV1
<b>FRS</b> mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC881EV1
	1	4	70	36	Viola	BC88AEV1

# BIOCRYL






Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

	CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	2 x GR mm 20	4/0	1,5	35	36	Viola	BC384BV2
		3/0	2	70	36	Viola	BC4P3EV1
	GR mm 45	2/0	3	70	36	Viola	BC4P2EV1
		0	3,5	70	36	Viola	BC4P1EV1
		1	4	70	36	Viola	BC4PAEV1
		2	5	70	36	Viola	BC4PBEV1
		2/0	3	70	36	Viola	BC392EV1
	GR mm 50	2/0	3	70	36	Viola	BC392EV1
		2/0	3	90	36	Viola	BC392GV1

	SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	HRN mm 26	4/0	1,5	70	36	Viola	BC4I4EV1
		3/0	2	45	36x5	Viola	BC4I3C51
		3/0	2	70	36	Viola	BC4I3EV1
		0	3,5	70	36	Viola	BC4I1EV1
	HRN mm 30	3/0	2	70	36	Viola	BC523EV1
		2/0	3	70	36	Viola	BC522EV1
	HRNS mm 36 - rinforzato	3/0	2	70	36	Viola	BC563EV1
		2/0	3	70	36	Viola	BC562EV1
		0	3,5	45	36x5	Viola	BC561C51
		0	3,5	90	36	Viola	BC561GV1
		1	4	90	36	Viola	BC56AGV1

# BIOCRYL









Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>SMUSSA</b> 1/2 cerchio	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HRNS</b> mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC571EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC571GV1
	1	4	70	36	Viola	BC57AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC57AGV1
<b>HRNS</b> mm 45 - rinforzato 	1	4	90	36	Viola	BC58AGV1
	2	5	90	36	Viola	BC58BGV1
<b>HRNS</b> mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BC591GV1
	1	4	90	36	Viola	BC59AGV1
	2	5	90	36	Viola	BC59BGV1
<b>HRNS</b> mm 65 - rinforzato 	1	4	90	36	Viola	BC3PAGV1
	1	4	100	36	Viola	BC3PANV1
	2	5	90	36	Viola	BC3PBGV1

 <b>TAPER CUT</b> 1/2 cerchio	<b>CALIBRO</b>		<b>FILO</b> lungh. (cm)	<b>CONFEZ.</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>CODICE</b>
	<b>USP</b>	<b>EP</b>				
<b>HRT</b> mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BC685EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC684EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC683EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC682EV1
<b>HRT</b> mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC704EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC703EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC702EV1

# BIOCRYL



Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita



 <b>TAPER CUT</b> 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HRT</b> mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BC713EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC712EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC711EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC711GV1
	1	4	70	36	Viola	BC71AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC71AGV1
<b>HRTS</b> mm 26 - rinforzato 	1	4	70	36	Viola	BC2DAEV1
	1	4	90	36	Viola	BC2DAGV1
<b>HRT</b> mm 30 	0	3,5	70	36	Viola	BC2G1EV1
<b>HRTS</b> mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC732EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC732GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC731GV1
	1	4	90	36	Viola	BC73AGV1
	2	5	90	36	Viola	BC73BGV1
<b>HRT</b> mm 40 	0	3,5	70	36	Viola	BC2A1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC2A1GV1
	1	4	70	36	Viola	BC2AAEV1
<b>HRTS</b> mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC741EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC741GV1
	1	4	70	36	Viola	BC74AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC74AGV1



# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>TAPER CUT</b> 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>HRTS</b> mm 45 - rinforzato	0	3,5	70	36	Viola	BC2I1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC2I1GV1
	1	4	70	36	Viola	BC2IAEV1
	1	4	90	36	Viola	BC2IAGV1
	2	5	70	36	Viola	BC2IBEV1
	2	5	90	36	Viola	BC2IBGV1
 <b>HRTS</b> mm 48 - rinforzato	0	3,5	70	36	Viola	BC751EV1
	1	4	70	36	Viola	BC75AEV1
	2	5	70	36	Viola	BC75BEV1











 <b>TAPER CUT</b> retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>2 x GRT</b> mm 40	6/0	0,7	45	12	Viola	BC976CVD

 <b>TAPER CUT</b> J needle ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>JRT</b> mm 30	1	4	70	36	Viola	BC5IAEV1

 <b>TAPER CUT</b> bicurvo ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>BRT</b> mm 24	2/0	3	110	36	Viola	BC5F2PV1
	0	3,5	110	36	Viola	BC5F1PV1

# BIOCRYL




Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita





 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HS</b> mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BC1H4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC1H3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC1H2EV1
<b>HS</b> mm 22 	3/0	2	45	36	Viola	BC793CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC793EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC792EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC791EV1
<b>HSX</b> mm 22 - extra rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC842EV1
	1	4	70	36	Viola	BC84AEV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC841EV1
<b>HS</b> mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BC803EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC802EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC801EV1
<b>HSS</b> mm 26 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC812EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC811EV1
	1	4	70	36	Viola	BC81AEV1
	2	5	70	36	Viola	BC81BEV1
<b>HS</b> mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	BC2E2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC2E1EV1
	1	4	70	36	Viola	BC2EAEV1
<b>HS</b> mm 35 	3/0	2	70	36	Viola	BC1G3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC1G2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC1G1EV1
	1	4	70	36	Viola	BC1GAEV1
<b>HSS</b> mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BC823EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC822EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC821EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC821GV1
	1	4	70	36	Viola	BC82AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC82AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC82BEV1
	2	5	90	36	Viola	BC82BGV1
<b>HS</b> mm 40 	2/0	3	90	36	Viola	BC1F2GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC1F1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC1F1GV1
	1	4	70	36	Viola	BC1FAEV1
	1	4	90	36	Viola	BC1FAGV1
	2	5	70	36	Viola	BC1FBEV1
	2	5	90	36	Viola	BC1FBGV1



# BIOCRYL






Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HSS</b> mm 40 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BC832EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BC832GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC831EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC831GV1
	1	4	70	36	Viola	BC83AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC83AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC83BEV1
	2	5	90	36	Viola	BC83BGV1
<b>HSS</b> mm 48 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC851EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BC851GV1
	1	4	70	36	Viola	BC85AEV1
	1	4	90	36	Viola	BC85AGV1
	2	5	70	36	Viola	BC85BEV1
	2	5	90	36	Viola	BC85BGV1

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x DS</b> mm 8 	7/0	0,5	70	36	Viola	BC2Z7EV2
<b>DS</b> mm 11 	5/0	1	45	36	Undyed	BC4C5CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BC4C5CV1
<b>DS</b> mm 13 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BC156CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BC156CV1
	6/0	0,7	70	36	Undyed	BC156EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BC156EV1
	5/0	1	45	36	Undyed	BC155CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BC155CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC154CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC154CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC154EV1







# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 16 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BC166CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BC166CV1
	5/0	1	45	36	Viola	BC165CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BC165EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC165EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC164EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC164EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC163EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC163EV1
<b>DS</b> mm 17 	5/0	1	70	36	Undyed	BC175EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC175EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC174EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC174EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC173EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC173EV1
<b>DS</b> mm 18 	6/0	0,7	70	36	Undyed	BC1D6EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BC1D6EV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BC1D5EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC1D5EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC1D4EU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC1D4CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC1D4EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BC1D4GV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC1D3EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC1D3EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC1D3GV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC1D2EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC1D2EV1
2/0	3	90	36	Viola	BC1D2GV1	








# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 20 	5/0	1	70	36	Undyed	BC185EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BC185EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC184EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC184EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC183EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC183EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC182EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC182EV1
<b>DS</b> mm 24 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC194EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC194EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC193EU1
	3/0	2	45	36	Viola	BC193CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BC193EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BC193GV1
	2/0	3	45	36	Viola	BC192CV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC192EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC192EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC191EV1
<b>DS</b> mm 26 	3/0	2	45	36	Viola	BC203CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC203EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC203EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC202EU1
	2/0	3	45	36	Viola	BC202CV1
	2/0	3	70	36	Viola	BC202EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC201EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BC201EV1
<b>DS</b> mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BC213EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC213EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC212EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC212EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BC211EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC211EU1
	0	3,5	90	36	Viola	BC211GV1
	1	4	70	36	Viola	BC21AEV1





# BIOCRYL




Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>DORSO TAGLIANTE</b> <b>3/8 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DS</b> mm 36 	2/0	3	70	36	Undyed	BC222EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC222EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC221EU1
	0	3,5	45	36	Viola	BC221CV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC221EV1
	1	4	70	36	Undyed	BC22AEU1
	1	4	70	36	Viola	BC22AEV1
	2	5	70	36	Viola	BC22BEV1
<b>DS</b> mm 40 	2/0	3	70	36	Undyed	BC232EU1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC231EU1
	1	4	70	36	Undyed	BC23AEU1
	1	4	70	36	Viola	BC23AEV1
	2	5	70	36	Undyed	BC23BEU1
<b>DS</b> mm 45 	2/0	3	70	36	Viola	BC2F2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BC2F1EV1
<b>DS</b> mm 48 	1	4	70	36	Viola	BC2PAEV1
	2	5	70	36	Viola	BC2PBEV1
<b>DSS</b> mm 70 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BC5C1EV1
	1	4	70	36	Viola	BC5CAEV1
	2	5	70	36	Viola	BC5CBEV1

# BIOCRYL







Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>DORSO TAGLIANTE retto</b> ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>GS</b> mm 50 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC414CU1
<b>2 x GS</b> mm 50 	0	3,5	45	36	Viola	BC411CV2
<b>GS</b> mm 60 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC424EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC424EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC423EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BC423EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC422EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BC422EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC421EU1

 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio</b> ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HSM</b> mm 13 	5/0	1	45	36	Undyed	BC4M5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC4M4CU1
<b>HSM</b> mm 16 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC864CU1







# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DSM</b> mm 6 	7/0	0,5	45	12	Viola	BC3S7CVD
<b>DSM</b> mm 8 	6/0	0,7	45	12	Viola	BC996CVD
<b>DSM</b> mm 11 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BC256CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BC256CV1
	5/0	1	45	36	Undyed	BC255CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BC255CV1
<b>DSM</b> mm 13 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BC266CU1
	5/0	1	45	36	Undyed	BC265CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BC265CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC264CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC264CV1
<b>2 x DSM</b> mm 13 	4/0	1,5	45	12	Viola	BC264CVD
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC264CV2



# BIOCRYL



Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DSM</b> mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	BC275CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC274CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC274CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC273CU1
<b>DSM</b> mm 17 	5/0	1	45	36	Undyed	BC285CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC284CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC283CU1
<b>DSM</b> mm 18 	5/0	1	45	36	Undyed	BC1E5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC1E4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC1E4CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BC1E4EU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC1E3CU1
	3/0	2	70	36	Undyed	BC1E3EU1
	3/0	2	45	36	Viola	BC1E3CV1
<b>DSM</b> mm 20 	5/0	1	45	36	Undyed	BC295CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC294CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC293CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC292EU1
<b>DSM</b> mm 24 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC304CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC303CU1
	2/0	3	45	36	Undyed	BC302CU1

# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DSM</b> mm 26 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC5B4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BC5B4CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BC5B3CU1
	2/0	3	45	36	Undyed	BC5B2CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC5B2EU1
<b>DSM</b> mm 36 	3/0	2	70	36	Undyed	BC6Q3EU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BC6Q2EU1
	0	3,5	70	36	Undyed	BC6Q1EU1






 <b>PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE bicurvo</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>BSM</b> mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	BC5E5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BC5E4CU1



 <b>CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HRP</b> mm 17 - black 	5/0	1	70	36	Viola	BC465EVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC464EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BC463EVQ
<b>HRP</b> mm 22 - black 	4/0	1,5	20	36	Viola	BC484QVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC484EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BC483EVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BC482EVQ



# BIOCRYL






Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>CILINDRICO PLUS</b> 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>HRP</b> mm 26	2/0	3	70	36	Viola	BC022EVJ
	4/0	1,5	70	36	Viola	BC024EVQ
 <b>HRP</b> mm 26 - black	3/0	2	20	36	Viola	BC023QVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BC023EVQ
	2/0	3	20	36	Viola	BC022QVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BC022EVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BC022EVQ
 <b>HRP</b> mm 40	2/0	3	70	36	Viola	BC512EVJ
	0	3,5	70	36	Viola	BC511EVJ
 <b>HRP</b> mm 48	1	4	90	36	Viola	BC66AGVJ
	2	5	90	36	Viola	BC66BGVJ

 <b>CILINDRICO PLUS</b> slitta	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 <b>SRP</b> mm 26 - black	3/0	2	20	36	Viola	BC4L3QVQ
	3/0	2	120	36	Viola	BC4L3HVQ
	2/0	3	20	36	Viola	BC4L2QVQ
	2/0	3	120	36	Viola	BC4L2HVQ





# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

SUTURE CON LOOP						
 <b>CILINDRICO</b> <b>1/2 cerchio</b> 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HRS</b> mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BC651IVP
	1	4	150	36	Viola	BC65AIVP
<b>HRS</b> mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BC661IVP
	1	4	150	36	Viola	BC66AIVP
	1	4	240	36	Viola	BC66A4VP
	2	5	150	36	Viola	BC66BIVP
<b>HRS</b> mm 60 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	BC5DAIVP




# BIOCRYL








Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

SUTURE CON LOOP						
 <b>TAPER CUT</b> 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>HRTS</b> mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BC741IVP
	1	4	150	36	Viola	BC74AIVP
<b>HRTS</b> mm 48 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	BC75AIVP
	2	5	70	36	Viola	BC75BEVP
	2	5	150	36	Viola	BC75BIVP

# BIOCRYL








Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>2 x HZ</b> mm 5,5 	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9M8CVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9M7CVD
<b>2 x HZ</b> mm 8 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9R8AVD
	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9R6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9R6CVD

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>VZ</b> mm 6 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9H6CVZ
<b>2 x VZ</b> mm 6 	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9H6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9H6CVD
<b>2 x VZ</b> mm 7,5 	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9I6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9I6CVD
<b>VZ</b> mm 8 	6/0	0,7	45	36	Viola - Ø 0,33	BC9E6CV1
<b>2 x VZ</b> mm 8 	6/0	0,7	20	12	Viola - Ø 0,33	BC9E6QVD
	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,33	BC9E6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9E6CVD
	5/0	1	20	12	Viola - Ø 0,33	BC9E5QVD
	5/0	1	45	12	Undyed - Ø 0,33	BC9E5CUD
	5/0	1	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9E5CVD
	5/0	1	45	36	Viola - Ø 0,33	BC9E5CV2
<b>2 x VZ</b> mm 8,5 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9G6CVD
	5/0	1	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9G5CVD
	4/0	1,5	45	12	Viola - Ø 0,43	BC9G4CVD

# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

 <b>ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio</b>	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<b>DZ</b> mm 6 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9B8AVZ
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9B7AVZ
<b>2 x DZ</b> mm 6 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9B8AVD
	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9B8CVD
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9B7AVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9B7CVD
<b>2 x DZ</b> mm 6,5 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9A8AVD
	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9A8CVD
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	BC9A7AVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	BC9A7CVD
<b>2 x DZ</b> mm 8 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9L6CVD
<b>2 x DZ</b> mm 11 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	BC9T6CVD
<b>2 x DZ</b> mm 13 	7/0	0,5	45	12	Viola	BC9Z7CVD
	5/0	1,0	45	12	Viola	BC9Z5CVD

# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
6/0	0,7	150	36	Viola	BCBB6IV1
5/0	1,0	150	36	Viola	BCBB5IV1
4/0	1,5	150	36	Viola	BCBB4IV1
4/0	1,5	250	36	Viola	BCBB4LV1
3/0	2	150	36	Viola	BCBB3IV1
3/0	2	250	36	Viola	BCBB3LV1
2/0	3	150	36	Viola	BCBB2IV1
2/0	3	250	36	Viola	BCBB2LV1
0	3,5	150	36	Viola	BCBB1IV1
0	3,5	250	36	Viola	BCBB1LV1
1	4	150	36	Viola	BCBBAIV1
1	4	250	36	Viola	BCBBALV1
2	5	150	36	Viola	BCBBBIV1
2	5	250	36	Viola	BCBBBLV1

# BIOCRYL

Sutura sintetica assorbibile in POLYGLACTIN 910, intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 6	Viola	BCAA4CVA
4/0	1,5	70	36 x 6	Viola	BCAA4EVA
4/0	1,5	70	36 x 5	Undyed	BCAA4EUB
4/0	1,5	150	36	Viola	BCAA4IV1
3/0	2	45	36 x 6	Viola	BCAA3CVA
3/0	2	70	36 x 6	Viola	BCAA3EVA
3/0	2	70	36 x 5	Undyed	BCAA3EUB
3/0	2	150	36	Viola	BCAA3IV1
2/0	3	45	36 x 6	Viola	BCAA2CVA
2/0	3	45	36	Viola	BCAA2CV1
2/0	3	70	36 x 6	Viola	BCAA2EVA
2/0	3	70	36 x 5	Undyed	BCAA2EUB
2/0	3	150	36	Viola	BCAA2IV1
0	3,5	45	36 x 6	Viola	BCAA1CVA
0	3,5	45	36	Viola	BCAA1CV1
0	3,5	70	36 x 6	Viola	BCAA1EVA
0	3,5	70	36 x 5	Undyed	BCAA1EUB
0	3,5	150	36	Viola	BCAA1IV1
1	4	45	36 x 6	Viola	BCAAACVA
1	4	45	36	Viola	BCAAACV1
1	4	70	36 x 6	Viola	BCAAAEVA
1	4	70	36 x 5	Undyed	BCAAAEUB
1	4	150	36	Viola	BCAAAI1V1
2	5	45	36 x 6	Viola	BCAABCVA
2	5	70	36 x 6	Viola	BCAABEVA
2	5	70	36 x 5	Undyed	BCAABEUB
2	5	150	36	Viola	BCAABIV1

\*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.