

BIOLENE











TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE:	Blue o Undyed (incolore).
MOLECOLA:	Polipropilene.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata forza tensile.• Estrema maneggevolezza, flessibilità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il calibro uniforme e la superficie levigata della sutura consentono il passaggio atraumatico e un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.• Minimo effetto memoria.
INDICAZIONI:	<p>Le suture Biolene sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli, incluso l'uso in chirurgia cardiovascolare e in neurochirurgia.</p> <p>Grazie alle loro caratteristiche risultano particolarmente indicate per la chiusura della cute e in chirurgia plastica e ricostruttiva.</p>
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	La sutura Biolene non viene assorbita, dunque non è nota alcuna modifica sostanziale della resistenza alla trazione.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Minima.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 10/0 a 1. EP da 0,2 a 4.
VALIDITÀ:	5 anni.
CONFEZIONAMENTO:	Le suture Biolene vengono proposte anche in un confezionamento dedicato per evitare l'effetto memoria.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III



BIOLINE









BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 9 	5/0	1	90	36	Blue	BE4F5GB2
2 x HR mm 10 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE437DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE437FB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE436DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE436FB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE435FB2
2 x HR mm 11 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE2S7DB2
HR mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE456FB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE455FB1
2 x HR mm 13 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE457DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE457FB2
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE456CB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE456FB2
	6/0	0,7	75	36x5	5 Blue	BE456FK2
	6/0	0,7	120	36	Blue	BE456HB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE455FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE455GB2
	4/0	1,5	60	36	Blue	BE454DB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE454FB2
HR mm 13 - black 	5/0	1	75	36	Blue	BE455FBN
	0	3,5	75	36	Blue	BE451FBN
2 x HR mm 13 - black 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE456FBM
	5/0	1	75	36	Blue	BE455FBM
HR mm 17 	5/0	1	75	36	Blue	BE465FB1
	5/0	1	90	36	Blue	BE465GB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE464FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE464GB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE463CB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE463FB1
	3/0	2	90	36	Blue	BE463GB1








BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 17 	6/0	0,7	90	36	Blue	BE466GB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE465FB2
	5/0	1	75	36	Blue soft pledget 3x6	BE465FB8
	5/0	1	90	36	Blue	BE465GB2
	5/0	1	90	36	Blue hard pledget 3x6	BE465GB3
	5/0	1	90	36	Blue soft pledget 3x6	BE465GB8
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE464FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue / rapp. 1:1	BE464GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE464GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue hard pledget 3x6	BE464GB3
	3/0	2	75	36	Blue	BE463FB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE463GB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE462GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE462HB2
2 x HR mm 17 - black 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE464GBM
HR mm 18 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE1B4FBN
	3/0	2	75	36	Blue	BE1B3FBN
2 x HR mm 18 - black 	5/0	1	90	36	Blue	BE1B5GBM
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE1B4FBM
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE1B4GBM
	3/0	2	90	36	Blue	BE1B3GBM
2 x HR mm 20 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE474GB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE473GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE473HB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE472GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE472HB2
	2/0	3	150	36	Blue	BE472IB2
2 x HR mm 20 - black 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE474GBM






BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE484FB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE483FB1
	3/0	2	90	36	Blue	BE483GB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE482FB1
	2/0	3	90	36	Blue	BE482GB1
2 x HR mm 22 	5/0	1	90	36	Blue	BE485GB2
	5/0	1	120	36	Blue	BE485HB2
	4/0	1,5	75	36	Blue / rapp. 1:1	BE484FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue / rapp. 1:1 hard pledget 3x6	BE484FB3
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE614FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue / rapp. 1:1	BE484GB2
	4/0	1,5	90	36x5	5 Blue / rapp. 1:1	BE484GK2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE614GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue / rapp. 1:1	BE484HB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE614HB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE483GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE483HB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE482GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE482HB2
2/0	3	150	36	Blue	BE482IB2	
HR mm 22 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE484FBN
	3/0	2	75	36	Blue	BE483FBN
2 x HR mm 22 - black 	5/0	1	90	36	Blue	BE485GBM
	5/0	1	120	36	Blue	BE485HBM
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE484GBM
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE484HBM
	3/0	2	90	36	Blue	BE483GBM
	3/0	2	120	36	Blue	BE483HBM
	2/0	3	90	36	Blue	BE482GBM
	2/0	3	120	36	Blue	BE482HBM
2/0	3	150	36	Blue	BE482IBM	
HRS mm 22 - rinforzato 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE614GB1










BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 26 	5/0	1	75	36	Blue	BE025FB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE024FB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE023FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE022FB1
	2/0	3	120	36	Blue	BE022HB1
	2/0	3	150	36	Blue	BE022IB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE021FB1
	1	4	75	36	Blue	BE02AFB1
HR mm 26 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE024FBN
	3/0	2	75	36	Blue	BE023FBN
	2/0	3	75	36	Blue	BE022FBN
	0	3,5	75	36	Blue	BE021FBN
2 x HR mm 26 	5/0	1	75	36	Blue	BE025FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE025GB2
	5/0	1	90	36	Blue / rapp. 1:1 hard pledget 3x6	BE025GB3
	5/0	1	90	36	Blue / rapp. 1:1 soft pledget 3x6	BE025GB8
	4/0	1,5	75	36	Blue / rapp. 1:1	BE024FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE624FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue / rapp. 1:1	BE024GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue / rapp. 1:1 hard pledget 3x6	BE024GB3
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE624GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue hard pledget 3x6	BE624GB3
	4/0	1,5	90	36	Blue / rapp. 1:1 soft pledget 3x6	BE024GB8
	4/0	1,5	120	36	Blue / rapp. 1:1	BE024HB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE624HB2
	4/0	1,5	135	36	Blue / rapp. 1:1	BE024MB2
	4/0	1,5	135	36	Blue	BE624MB2
	3/0	2	75	36	Blue	BE023FB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE023GB2
	3/0	2	90	36	Blue / rapp. 1:1 hard pledget 3x6	BE023GB3
	3/0	2	90	36	Blue / rapp. 1:1 soft pledget 3x6	BE023GB8
	3/0	2	120	36	Blue	BE023HB2
	3/0	2	135	36	Blue	BE023MB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE022GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE022HB2
	2/0	3	150	36	Blue	BE022IB2









BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 26 - black 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE024GBM
	4/0	1,5	135	36	Blue	BE024MBM
	3/0	2	90	36	Blue	BE023GBM
	3/0	2	135	36	Blue	BE023MBM
	2/0	3	90	36	Blue	BE022GBM
	2/0	3	120	36	Blue	BE022HBM
	2/0	3	150	36	Blue	BE022IBM
HRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	75	36	Blue	BE623FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE622FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE621FB1
HR mm 28 	3/0	2	90	36	Blue	BE933GB1
	2/0	3	90	36	Blue	BE932GB1
HR mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	BE493FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE492FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE491FB1
	1	4	75	36	Blue	BE49AFB1
HR mm 30 - black 	3/0	2	75	36	Blue	BE493FBN
	2/0	3	75	36	Blue	BE492FBN
	0	3,5	75	36	Blue	BE491FBN
	1	4	75	36	Blue	BE49AFBN
2 x HR mm 30 	3/0	2	90	36	Blue	BE493GB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE492GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE492HB2
	0	3,5	90	36	Blue	BE491GB2
2 x HR mm 30 - black 	3/0	2	90	36	Blue	BE493GBM
	2/0	3	90	36	Blue	BE492GBM





BIOLENE




Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 36 	2/0	3	75	36	Blue	BE502FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE501FB1
	1	4	75	36	Blue	BE50AFB1
HR mm 36 - black 	2/0	3	75	36	Blue	BE502FBN
	0	3,5	75	36	Blue	BE501FBN
2 x HR mm 36 	3/0	2	90	36	Blue	BE503GB2
	2/0	3	75	36	Blue	BE502FB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE502GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE502HB2
	2/0	3	135	36	Blue	BE502MB2
	0	3,5	120	36	Blue	BE501HB2
	1	4	75	36	Blue	BE50AFB2
2 x HR mm 36 - black 	2/0	3	90	36	Blue	BE502GBM
HRS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	75	36	Blue	BE642FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE641FB1
	1	4	75	36	Blue	BE64AFB1
	1	4	90	36	Blue	BE64AGB1
2 x HRS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Blue	BE642GB2
	0	3,5	90	36	Blue	BE641GB2
	1	4	75	36	Blue	BE64AFB2

BIOLENE













Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRS mm 40 - rinforzato	2/0	3	90	36	Blue	BE652GB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE651FB1
	0	3,5	90	36	Blue	BE651GB1
	0	3,5	100	36	Blue	BE651NB1
	1	4	75	36	Blue	BE65AFB1
	1	4	90	36	Blue	BE65AGB1
	1	4	100	36	Blue	BE65ANB1
 HRS mm 65 - rinforzato	1	4	150	36	Blue	BE67AIB1
	2	5	150	36	Blue	BE67BIB1

 CILINDRICO 1/2 c. + 1/2 c. 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HR mm 26 HR mm 17	4/0	1,5	75	36	Blue	BE4N4FB2
	3/0	2	75	36	Blue	BE4N3FB2
	2/0	3	75	36	Blue	BE4N2FB2







BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 4 - black 	10/0	0,2	13	12	Blue	BE9UX5NZ
DR mm 5 	10/0	0,2	13	12	Blue	BE2RX5BZ
	9/0	0,3	13	12	Blue	BE2R95BZ
	8/0	0,4	13	12	Blue	BE2R85BZ
2 x DR mm 5 	9/0	0,3	18	36	Blue	BE2R9SB2
	9/0	0,3	45	36	Blue	BE2R9CB2
	9/0	0,3	60	36	Blue	BE2R9DB2
DR mm 5 - black 	10/0	0,2	13	12	Blue	BE2RX5NZ
	9/0	0,3	13	12	Blue	BE2R95NZ
DR mm 6 	9/0	0,3	15	12	Blue	BE1197BZ
2 x DR mm 6 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE118CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE118DB2
	8/0	0,4	60	36x5	Blue	BE118DK2
	8/0	0,4	75	36	Blue	BE118FB2
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE117DB2
2 x DR mm 6 - black 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE118CBM
2 x DR mm 6,5 	8/0	0,4	45	36	Blue - Ø 0,15	BE918CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue - Ø 0,15	BE918DB2
	8/0	0,4	75	36	Blue - Ø 0,15	BE918FB2
	7/0	0,5	60	36	Blue - Ø 0,15	BE917DB2
2 x DR mm 6,5 - black 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE918CBM
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE918DBM
2 x DR mm 7 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE958CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE958DB2
	7/0	0,5	45	36	Blue	BE957CB2
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE957DB2






BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 8 	8/0	0,4	45	12	Blue	BE928CBZ
2 x DR mm 8 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE928CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE928DB2
	8/0	0,4	60	36x2	Blue	BE928DJ2
	8/0	0,4	75	12x2	Blue	BE928FJD
	8/0	0,4	75	36	Blue	BE928FB2
	7/0	0,5	60	12x2	Blue	BE927DJD
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE927DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE927FB2
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE926CB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE926DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE926FB2
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE926GB2
2 x DR mm 8 - black 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE928CBM
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE928DBM
	8/0	0,4	75	36	Blue	BE928FBM
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE927DBM
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE927FBM
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE926DBM
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE926FBM
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE926GBM
2 x DR mm 9 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE968CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE968DB2
	8/0	0,4	75	36	Blue	BE968FB2
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE967DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE967FB2
	7/0	0,5	75	36x5	Blue	BE967FK2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE966DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE966FB2
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE966GB2








BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 9 - black 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE968CBM
	8/0	0,4	60	36	Blue	BE968DBM
	8/0	0,4	75	36	Blue	BE968FBM
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE967DBM
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE967FBM
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE966DBM
	6/0	0,7	60	36x4	Blue	BE966DHM
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE966FBM
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE966GBM
DR mm 10 	7/0	0,5	75	36	Blue	BE037FB1
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE036FB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE035FB1
2 x DR mm 10 	8/0	0,5	60	36	Blue	BE038DB2
	7/0	0,5	45	36	Blue	BE037CB2
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE037DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE037FB2
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE036CB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE036DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE036FB2
	5/0	1	60	36	Blue	BE035DB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE035FB2







BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 10 - black 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE037DBM
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE037FBM
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE036DBM
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE036FBM
DR mm 11 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE016CB1
DR mm 11 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE016FB2
DR mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE046FB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE045FB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE044FB1
2 x DR mm 13 	7/0	0,5	45	36	Blue - Ø 0,30	BE047CB2
	7/0	0,5	60	36	Blue - Ø 0,30	BE047DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue - Ø 0,30	BE047FB2
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE046CB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE046DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE046FB2
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE046GB2
	5/0	1	45	36	Blue	BE045CB2
	5/0	1	60	36	Blue	BE045DB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE045FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE045GB2







BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 13 - black 	6/0	0,7	60	36	Blue	BE046DBM
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE046FBM
	6/0	0,7	75	36x4	Blue	BE046FHM
	6/0	0,7	75	36x5	Blue	BE046FKM
	5/0	1	60	36	Blue	BE045DBM
	5/0	1	75	36	Blue	BE045FBM
	5/0	1	90	36	Blue	BE045GBM
2 x DR mm 16 - black 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE054GBM
DR mm 17 	5/0	1	75	36	Blue	BE065FB1
	5/0	1	90	36	Blue	BE065GB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE064FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE064GB1
2 x DR mm 17 	5/0	1	60	36	Blue	BE065DB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE065FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE065GB2
	4/0	1,5	60	36	Blue	BE064DB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE064FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE064GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue hard pledget 3x6	BE064GB3
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE064HB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE062HB2





BIOLENE





Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 17 - black 	5/0	1	75	36	Blue	BE065FBN
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE064FBN
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE064GBN
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE064HBN
	3/0	2	75	36	Blue	BE063FBN
2 x DR mm 17 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE064FBM
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE064GBM
2 x DR mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE084FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue soft pledget 3x6	BE084FB8
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE084GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE084HB2
	3/0	2	75	36	Blue	BE083FB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE082HB2
2 x DR mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	BE1C3FB2
	2/0	3	75	36	Blue	BE1C2FB2

BIOLENE











Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

	CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	2 x GR mm 65	2/0	3	75	36	Blue	BE2H2FB2
	2 x GR mm 70	2/0	3	75	36	Blue	BE4V2FB2

	SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	HRN mm 40	1	4	100	36	Blue	BE53ANB1
	HRN mm 45	1	4	100	36	Blue	BE54ANB1








BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 MICRO TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HMT mm 11 	5/0	1	60	36	Blue	BE2S5DBT
2 x HMT mm 13 	6/0	0,7	60	36	Blue	BE456DBT
	5/0	1	75	36	Blue	BE455FBT
2 x HMT mm 13 - black 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE456FBU
2 x HMT mm 16 	5/0	1	90	36	Blue	BE1M5GBT
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE1M4GBT
2 x HMT mm 17 	5/0	1	90	36	Blue	BE465GBT
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE464GBT
2 x HMT mm 20 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE474GBT
2 x HMT mm 26 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE024GBT
	3/0	2	90	36	Blue	BE023GBT
	2/0	3	90	36	Blue	BE022GBT
2 x HMT mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	BE493FBT
	3/0	2	90	36	Blue	BE493GBT
	2/0	3	75	36	Blue	BE492FBT
	2/0	3	90	36	Blue	BE492GBT




BIOLENE









Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 MICRO TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DMT mm 8 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE927DBT
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE926DBT
2 x DMT mm 8 - black 	8/0	0,4	60	36	Blue	BE928DBU
2 x DMT mm 10 	8/0	0,4	60	36	Blue	BE038DBT
	7/0	0,5	75	36	Blue	BE037FBT
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE036DBT
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE036FBT
	5/0	1	60	36	Blue	BE035DBT
2 x DMT mm 10 - black 	7/0	0,5	75	36	Blue	BE037FBU
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE036FBU
2 x DMT mm 11 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE017DBT
2 x DMT mm 13 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE046CBT
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE046FBT
	6/0	0,7	90	36	Blue	BE046GBT
	5/0	1	75	36	Blue	BE045FBT
	5/0	1	90	36	Blue	BE045GBT
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE044FBT

BIOLENE







Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 TAPER CUT bicurvo 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
BRT mm 24 	2/0	3	110	36	Blue	BE5F2PB1
	0	3,5	110	36	Blue	BE5F1PB1

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HRT mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE1A6FB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE1A5FB2
HRT mm 17 	5/0	1	75	36	Blue	BE685FB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE684FB1
2 x HRT mm 17 	5/0	1	90	36	Blue	BE685GB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE684FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE684GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue hard pledget 3x6	BE684GB3
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE684HB2
	3/0	2	75	36	Blue	BE683FB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE683GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE683HB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE682HB2
HRT mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE704FB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE703FB1
2 x HRT mm 22 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE704GB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE703GB2
HRT mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	BE713FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE712FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE711FB1





BIOLENE








Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HRT mm 26 	5/0	1	75	36	Blue	BE715FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE715GB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE714FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE714GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE714HB2
	3/0	2	75	36	Blue	BE713FB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE713GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE713HB2
	2/0	3	75	36	Blue	BE712FB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE712GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE712HB2
	0	3,5	90	36	Blue	BE711GB2
	0	3,5	120	36	Blue	BE711HB2
	0	3,5	140	36	Blue	BE711UB2
2 x HRT mm 30 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE2G4GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE2G4HB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE2G3GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE2G3HB2
	2/0	3	90	36	Blue	BE2G2GB2
	2/0	3	120	36	Blue	BE2G2HB2
HRT mm 36 	2/0	3	75	36	Blue	BE722FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE721FB1
2 x HRT mm 36 	2/0	3	75	36	Blue	BE722FB2
	0	3,5	75	36	Blue	BE721FB2

BIOLENE








Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE




 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRTS mm 36 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Blue	BE731FB1
	1	4	75	36	Blue	BE73AFB1
HRT mm 38 	0	3,5	75	36	Blue	BE981FB1
	1	4	75	36	Blue	BE98AFB1

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 6,5 	8/0	0,4	60	36	Blue	BE2V8DB2
2 x DRT mm 8 	8/0	0,4	60	36	Blue	BE1N8DB2
	7/0	0,5	60	36	Blue	BE1N7DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE1N6FB2
2 x DRT mm 9 	7/0	0,5	60	36	Blue - Ø 0,20	BE4B7DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue - Ø 0,20	BE4B7FB2
	6/0	0,7	60	36	Blue - Ø 0,25	BE4B6DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue - Ø 0,25	BE4B6FB2
2 x DRT mm 10 	7/0	0,5	60	36	Blue	BE1O7DB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	BE1O6DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE1O6FB2
DRT mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	BE106FB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE105FB1

BIOLENE












Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x DRT mm 13	7/0	0,5	75	36	Blue - Ø 0,25	BE107FB2
	6/0	0,7	60	36	Blue - Ø 0,25	BE106DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue - Ø 0,25	BE106FB2
	6/0	0,7	90	36	Blue - Ø 0,25	BE106GB2
	5/0	1	75	36	Blue	BE105FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE105GB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE104FB2
 DRT mm 17	6/0	0,7	75	36	Blue	BE116FB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE115FB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE114FB1
 2 x DRT mm 17	5/0	1	75	36	Blue	BE115FB2
	5/0	1	90	36	Blue	BE115GB2
	5/0	1	120	36	Blue	BE115HB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE114FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE114GB2
 DRT mm 26	4/0	1,5	75	36	Blue	BE144FB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE143FB1
	3/0	2	90	36	Blue	BE143GB1
 2 x DRT mm 26	4/0	1,5	75	36	Blue	BE144FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE144GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE144HB2
	3/0	2	90	36	Blue	BE143GB2
	3/0	2	120	36	Blue	BE143HB2

 TAPER CUT retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x GRT mm 40	4/0	1,5	35	36	Blue	BE974BB2










BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILLO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HS mm 12 	5/0	1	60	12	Blue	BE6M5DBD
	4/0	1,5	60	12	Blue	BE6M4DBD
HS mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	BE2B5CB1
HS mm 22 	4/0	1,5	45	36	Blue	BE794CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE794FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE793CB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE793FB1
HS mm 24 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE2Q4FB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE2Q3FB1
HS mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	BE803FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE802FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE801FB1
HS mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	BE2E3FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE2E2FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE2E1FB1
HS mm 36 	2/0	3	75	36	Blue	BE2L2FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE2L1FB1
HS mm 40 	0	3,5	45	36	Blue	BE1F1CB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE1F1FB1
	0	3,5	100	36	Blue	BE1F1NB1
HS mm 45 	2/0	3	75	36	Blue	BE2U2FB1










BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE







 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 8 	7/0	0,5	45	36	Blue	BE2Z7CB1
DS mm 10 	7/0	0,5	75	36	Blue	BE3A7FB1
	6/0	0,7	75	36	Blue	BE3A6FB1
DS mm 11 	5/0	1	45	36	Blue	BE4C5CB1
DS mm 13 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE156CB1
	5/0	1	45	36	Blue	BE155CB1
	5/0	1	75	36	Undyed	BE155FU1
	5/0	1	75	36	Blue	BE155FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE154CB1
	4/0	1,5	75	36	Undyed	BE154FU1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE154FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE153CB1
DS mm 16 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE166CB1
	5/0	1	45	36	Blue	BE165CB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE165FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE164CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE164FB1
DS mm 17 	5/0	1	45	36	Blue	BE175CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE174CB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE173CB1
DS mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	BE1D5CB1
	5/0	1	75	36	Blue	BE1D5FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE1D4CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE1D4FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE1D3CB1
	3/0	2	75	36	Undyed	BE1D3FU1
	3/0	2	75	36	Blue	BE1D3FB1
	2/0	3	45	36	Blue	BE1D2CB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE1D2FB1

BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE











 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 20 	4/0	1,5	45	36	Blue	BE184CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE184FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE183CB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE183FB1
DS mm 24 	4/0	1,5	45	36	Blue	BE194CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE194FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE193CB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE193FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE192FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE191FB1
DS mm 26 	4/0	1,5	45	36	Blue	BE204CB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE203CB1
	3/0	2	75	36	Blue	BE203FB1
	2/0	3	45	36	Blue	BE202CB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE202FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE201FB1
DS mm 26 - black 	2/0	3	75	36	Blue	BE202FBN
DS mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	BE213FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE212FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE211FB1
	1	4	75	36	Blue	BE21AFB1
DS mm 36 	3/0	2	75	36	Blue	BE223FB1
	3/0	2	90	36	Blue	BE223GB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE222FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE221FB1
	1	4	90	36	Blue	BE22AGB1
DS mm 40 	3/0	2	75	36	Blue	BE233FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE232FB1
	0	3,5	75	36	Blue	BE231FB1
	1	4	75	36	Blue	BE23AFB1

BIOLENE

 DORSO TAGLIANTE retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERIST.	CODICE
	USP	EP				
2 x GS mm 50 	4/0	1,5	35	36	Blue	BE414BB2
	2/0	3	35	36	Blue	BE412BB2
GS mm 60 	3/0	2	75	36	Blue	BE423FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE422FB1
	2/0	3	90	36	Blue	BE422GB1
2 x GS mm 60 	3/0	2	75	36	Blue	BE423FB2
	2/0	3	75	36	Blue	BE422FB2
GS mm 75 	2/0	3	90	36	Blue	BE3B2GB1
	2/0	3	100	36	Blue	BE3B2NB1










BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 8 	7/0	0,5	45	36	Blue	BE997CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE996CB1
DSM mm 11 	7/0	0,5	45	36	Blue	BE257CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	BE256CB1
DSM mm 13 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE266CB1
	5/0	1	45	36	Undyed	BE265CU1
	5/0	1	45	36	Blue	BE265CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE264CB1
DSM mm 16 	6/0	0,7	45	36	Blue	BE276CB1
	5/0	1	45	36	Blue	BE275CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE274CB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE273CB1
DSM mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	BE1E5CB1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BE1E4CU1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE1E4CB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE1E3CB1
DSM mm 20 	5/0	1	45	36	Blue	BE295CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE294CB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE293CB1
DSM mm 24 	5/0	1,0	45	36	Blue	BE305CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	BE304CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE304FB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE303CB1
	2/0	3	45	36	Blue	BE302CB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE302FB1
DSM mm 26 	4/0	1,5	45	36	Blue	BE5B4CB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE5B4GB1
	3/0	2	45	36	Blue	BE5B3CB1
	2/0	3	45	36	Blue	BE5B2CB1
DSM mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	BE313FB1
	2/0	3	75	36	Blue	BE312FB1





BIOLENE




Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRP mm 13 - black 	5/0	1	75	36	Blue	BE455FBQ
HRP mm 17 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE464FBQ
	3/0	2	75	36	Blue	BE463FBQ
2 x HRP mm 17 - black 	5/0	1	90	36	Blue	BE465GBR
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE464GBR
	3/0	2	90	36	Blue	BE463GBR
HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE484FBQ
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE484GBQ
	3/0	2	75	36	Blue	BE483FBQ
2 x HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE484FBR
	4/0	1,5	90	36	Blue	BE484GBR
	3/0	2	75	36	Blue	BE483FBR
	3/0	2	90	36	Blue	BE483GBR
HRP mm 26 - black 	4/0	1,5	75	36	Blue	BE024FBQ
	3/0	2	75	36	Blue	BE023FBQ
	3/0	2	90	36	Blue	BE023GBQ
	2/0	3	75	36	Blue	BE022FBQ
2 x HRP mm 26 - black 	4/0	1,5	90	36	Blue	BE024GBR
	4/0	1,5	120	36	Blue	BE024HBR
	3/0	2	90	36	Blue	BE023GBR
	2/0	3	75	36	Blue	BE022FBR
	2/0	3	90	36	Blue	BE022GBR
HRP mm 30 - black 	3/0	2	75	36	Blue	BE493FBQ
	2/0	3	75	36	Blue	BE492FBQ

BIOLENE




Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE




 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HRP mm 30 - black 	3/0	2	75	36	Blue	BE493FBR
	3/0	2	90	36	Blue	BE493GBR
	2/0	3	75	36	Blue	BE492FBR
	2/0	3	90	36	Blue	BE492GBR
HRP mm 36 - black 	2/0	3	75	36	Blue	BE502FBQ
2 x HRP mm 36 - black 	2/0	3	90	36	Blue	BE502FBR




 CILINDRICO PLUS 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRP mm 6,5 - black 	8/0	0,4	45	36	Blue	BE918CBR
DRP mm 17 - black 	5/0	1	75	36	Blue - Ø 0,35	BE065FBQ
	4/0	1,5	75	36	Blue	BE064FBQ

BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE



SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRS mm 48 - rinforzato	1	4	150	36	Blue	BE66AIBP



SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 DR mm 18	4/0	1,5	30	36	Blue	BE1L4ABP
	3/0	2	30	36	Blue	BE1L3ABP



SUTURE CON LOOP						
 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 DS mm 18	4/0	1,5	30	36	Blue	BE1D4ABP
	3/0	2	30	36	Blue	BE1D3ABP

BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

SUTURE CON LOOP						
 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
VZ mm 13 	10/0	0,2	10	12	Blue	BE9YXTBK
	10/0	0,2	10	36	Blue	BE9YXTBP






SUTURE ATRAUMATICHE CON LOOP						
 ATRAUMATICO SPATOLA retto	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GZ mm 16 	10/0	0,2	15	12	Blue - Ø 0,15	BE9DX7BK

SUTURE ATRAUMATICHE CON LOOP						
 TAPER CUT 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
VRT mm 15 	10/0	0,2	20	12	Blue	BE5JXQBK

BIOLENE




Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE



 ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HZ mm 5,5 	10/0	0,2	10	12	Blue - Ø 0,15	BE9MXTBZ
	10/0	0,2	15	12	Blue - Ø 0,15	BE9MX7BZ
2 x HZ mm 5,5 	10/0	0,2	15	12	Blue - Ø 0,15	BE9MX7BD
2 x HZ mm 7 	10/0	0,2	30	12	Blue	BE9PXABD



 ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DZ mm 6 	10/0	0,2	30	12	Blue - Ø 0,20	BE9BXABZ
	9/0	0,3	30	12	Blue - Ø 0,20	BE9B9ABZ
2 x DZ mm 6 	10/0	0,2	30	12	Blue - Ø 0,20	BE9BXABD
DZ mm 6,5 	9/0	0,3	20	12	Blue - Ø 0,20	BE9A9QBZ
	8/0	0,4	45	12	Blue - Ø 0,20	BE9A8CBZ
	7/0	0,5	20	12	Blue - Ø 0,20	BE9A7QBZ
	7/0	0,5	45	12	Blue - Ø 0,20	BE9A7CBZ
2 x DZ mm 6,5 	10/0	0,2	15	12	Blue - Ø 0,20	BE9AX7BD
	10/0	0,2	30	12	Blue - Ø 0,20	BE9AXABD
	9/0	0,3	20	12	Blue - Ø 0,20	BE9A9QBD
	8/0	0,4	45	12	Blue - Ø 0,20	BE9A8CBD
	7/0	0,5	20	12	Blue - Ø 0,20	BE9A7QBD
	7/0	0,5	45	12	Blue - Ø 0,20	BE9A7CBD



BIOLENE

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIPROPILENE

 ATRAUMATICO SPATOLA retto	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GZ mm 16 	10/0	0,2	20	12	Blue - Ø 0,15	BE9DXQBZ
2 x GZ mm 16 	10/0	0,2	20	12	Blue - Ø 0,15	BE9DXQBD

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 c. - retto	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GZ mm 16 HZ mm 4 	10/0	0,2	30	12	Blue	BE9FXABD

 TAPER CUT 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x VRT mm 13 	10/0	0,2	20	12	Blue	BE6FXQBD
	10/0	0,2	30	12	Blue	BE6FXABD

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x VZ mm 16 	10/0	0,2	20	12	Blue	BE9KXQBD

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.