

BIOLONG











TIPOLOGIA:	Sutura sintetica assorbibile monofilamento.																		
COLORE:	Viola o Undyed.																		
MOLECOLA:	Polidiossano.																		
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.																		
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata resistenza tensile iniziale.• Perdita di resistenza tensile ideale per il supporto prolungato della ferita.• Estrema maneggevolezza, flessibilità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Passaggio atraumatico attraverso i tessuti grazie alla superficie levigata.• Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.																		
INDICAZIONI:	<p>Le suture Biolong sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in generale, incluso l'uso nelle procedure chirurgiche cardiovascolari pediatriche, microchirurgia, chirurgia oftalmica e ortopedica.</p> <p>Queste suture risultano particolarmente utili dove si desideri la combinazione tra una sutura assorbibile e un esteso supporto alla ferita (fino a sei settimane): tessuti a lenta cicatrizzazione e/o tessuti sottoposti a tensione.</p> <p>La sutura Biolong, dopo due settimane dall'impianto, presenta una resistenza alla rottura approssimativamente pari al 75% di quella iniziale, che dopo quattro settimane diviene poco inferiore al 70%. In sei settimane la resistenza tensile risulta essere tra il 55% e il 60%.</p>																		
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	<table border="1"><thead><tr><th>Giorni dopo l'impianto della sutura</th><th>BSR (%) - 4/0</th><th>BSR (%) - 3/0</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>100</td><td>100</td></tr><tr><td>14</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr><td>28</td><td>65</td><td>65</td></tr><tr><td>43</td><td>50</td><td>50</td></tr><tr><td>57</td><td>40</td><td>40</td></tr></tbody></table>	Giorni dopo l'impianto della sutura	BSR (%) - 4/0	BSR (%) - 3/0	0	100	100	14	70	70	28	65	65	43	50	50	57	40	40
Giorni dopo l'impianto della sutura	BSR (%) - 4/0	BSR (%) - 3/0																	
0	100	100																	
14	70	70																	
28	65	65																	
43	50	50																	
57	40	40																	
ASSORBIMENTO:	Avviene tramite idrolisi ed è completo all'incirca tra 180 e 220 giorni.																		
REAZIONE TISSUTALE:	Minima.																		
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.																		
CALIBRI:	USP da 7/0 a 1. EP da 0,5 a 4.																		
VALIDITÀ:	5 anni.																		
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".																		
CLASSE DI APPARTENENZA:	III																		



BIOLONG










BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 6,5 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL4R7EV2
HR mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL436EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL435EV1
HR mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	BL456CV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL456EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL455EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL454EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL451EV1
2 x HR mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	BL456EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BL455EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL454EV2
HRX mm 13 - extra rinforzato 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL5R4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL5R3EV1
HR mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL466EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL465EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL464CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL464EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL463EV1
2 x HR mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BL465EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL464EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL464GV2
HR mm 17 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL464EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BL463EVN
	2/0	3	70	36	Viola	BL462EVN









BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 22 	5/0	1	70	36	Viola	BL485EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL482EV1
2 x HR mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL484GV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EV2
HR mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EVN
	2/0	3	70	36	Viola	BL482EVN
2 x HR mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EVM
	3/0	2	70	36	Viola	BL483EVM
HRS mm 22 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL612EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL611EV1
HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL024EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL023EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BL023GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL022GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL021EV1
	1	4	70	36	Viola	BL02AEV1
HR mm 26 - black 	3/0	2	70	36	Viola	BL023EVN
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EVN
	0	3,5	70	36	Viola	BL021EVN









BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL623EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL622EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL621EV1
	1	4	70	36	Viola	BL62AEV1
2 x HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL024EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL024GV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL023EV2
	3/0	2	90	36	Viola	BL023GV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EV2
	2/0	3	90	36	Viola	BL022GV2
HR mm 30 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL494EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL494GV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL493EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL492EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL491EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL491GV1
	1	4	70	36	Viola	BL49AEV1
HRS mm 30 - rinforzato 	1	4	70	36	Viola	BL63AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL63AGV1
HR mm 36 	3/0	2	70	36	Viola	BL503EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL502EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL501EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL501GV1
	1	4	70	36	Viola	BL50AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL50AGV1
HRS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL643EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL642EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL641EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL641GV1
	1	4	70	36	Viola	BL64AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL64AGV1










BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 40 	2/0	3	70	36	Viola	BL512EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL512GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL511GV1
	1	4	90	36	Viola	BL51AGV1
	2	5	90	36	Viola	BL51BGV1
HRS mm 40 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BL652GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL651GV1
	1	4	70	36	Viola	BL65AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL65AGV1
	1	4	150	36	Viola	BL65AIV1
	2	5	90	36	Viola	BL65BGV1
HR mm 48 	2/0	3	70	36	Viola	BL4G2EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL4G1GV1
	1	4	90	36	Viola	BL4GAGV1
	2	5	90	36	Viola	BL4GBGV1
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL661GV1
	1	4	90	36	Viola	BL66AGV1
	1	4	150	36	Viola	BL66AIV1
	2	5	90	36	Viola	BL66BGV1
HR mm 70 	0	3,5	70	36	Viola	BL4H1EV1
	1	4	90	36	Viola	BL4HAEV1
HR mm 75 	0	3,5	70	36	Viola	BL5N1EV1
	1	4	90	36	Viola	BL5NAGV1











BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 9 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL967EV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL966EV1
DR mm 9 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL967EV2
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL966EV2
DR mm 9 - black 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL967EVN
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL966EVN
DR mm 11 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL016EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL015EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL014EV1
2 x DR mm 11 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL016EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BL015EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL014EV2
DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BLO46EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BLO45EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BLO44EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BLO43EV1
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BLO46EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BLO45EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BLO44EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BLO43EV2







BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 13 - black 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL046EVN
	5/0	1	70	36	Viola	BL045EVN
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL044EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BL043EVN
2 x DR mm 13 - black 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL046EVM
	5/0	1	70	36	Viola	BL045EVM
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL044EVM
	3/0	2	70	36	Viola	BL043EVM
DR mm 16 	5/0	1	70	36	Viola	BL055EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL054EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL053EV1
2 x DR mm 16 	5/0	1	70	36	Viola	BL055EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL054EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL053EV2
DR mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL064EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL064GV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL063EV1
DR mm 18 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL11L6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL11L5EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL11L4EV1
2 x DR mm 18 	5/0	1	70	36	Viola	BL11L5EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL11L4EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BL11L3EV2
DR mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	BL083EV1








BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO 5/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x FR mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL323EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL322EV2
	2/0	3	90	36	Viola	BL322GV2
	0	3,5	70	36	Viola	BL321EV2
FRS mm 26 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BL371EV1
	1	4	70	36	Viola	BL37AEV1
2 x FRS mm 26 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL372EV2
	0	3,5	90	36	Viola	BL371GV2
2 x FR mm 36 	2/0	3	90	36	Viola	BL352GV2
	0	3,5	90	36	Viola	BL351GV2







BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 20 	5/0	1	35	36	Viola	BL385BV1
	4/0	1,5	35	36	Viola	BL384BV1
	3/0	2	35	36	Viola	BL383BV1
2 x GR mm 20 	5/0	1	35	36	Viola	BL385BV2
	4/0	1,5	35	36	Viola	BL384BV2
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL384CV2
	3/0	2	35	36	Viola	BL383BV2
	3/0	2	45	36	Viola	BL383CV2
GR mm 22 	0	3,5	110	36	Viola	BL4D1PV1
2 x GR mm 60 	3/0	2	70	36	Viola	BL403EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL402EV2
	0	3,5	70	36	Viola	BL401EV2
	1	4	70	36	Viola	BL40AEV2
2 x GR mm 65 	3/0	2	70	36	Viola	BL2H3EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL2H2EV2
	0	3,5	70	36	Viola	BL2H1EV2
	1	4	70	36	Viola	BL2HAEV2










BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRN mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BL523EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL522EV1
HRNS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BL562GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL561GV1
	1	4	90	36	Viola	BL56AGV1
HRN mm 45 	1	4	90	36	Viola	BL54AGV1
HRNS mm 48 - rinforzato 	1	4	90	36	Viola	BL59AGV1







BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL686EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL685EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL684EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL683EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL682EV1
HRT mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL704EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL703EV1
HRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL713EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL712EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL711EV1
2 x HRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL713EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL712EV2
HRT mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	BL2G2EV1
HRT mm 36 	2/0	3	70	36	Viola	BL722EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL722GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL721GV1
	1	4	90	36	Viola	BL72AGV1
HRTS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL732EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL732GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL731EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL731GV1
	1	4	90	36	Viola	BL73AGV1











BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 40 	1	4	90	36	Viola	BL2AAGV1
HRTS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL741GV1
	1	4	90	36	Viola	BL74AGV1
HRTS mm 45 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL211GV1
	1	4	90	36	Viola	BL21AGV1
HRTS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL751GV1
	1	4	90	36	Viola	BL75AGV1



BIOLONG







Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRT mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL1O6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL1O5EV1
2 x DRT mm 10 	7/0	0,5	70	36	Viola	BL1O7EV2
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL1O6EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BL1O5EV2
DRT mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	BL106CV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BL106EV1
	5/0	1	45	36	Viola	BL105CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL105EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL104EV1
2 x DRT mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL106EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BL105EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL104EV2
DRT mm 18 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL1Q4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL1Q3EV1
DRT mm 20 	5/0	1	70	36	Viola	BL125EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL124EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL123EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL122EV1
DRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL143EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL142EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL141EV1
DRT mm 32 	3/0	2	70	36	Viola	BL5P3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL5P2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL5P1EV1
	1	4	70	36	Viola	BL5PAEV1

BIOLONG







Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 TAPER CUT bicurvo ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
BRT mm 24 	2/0	3	120	12	Viola	BL5F2HVZ
	0	3,5	120	12	Viola	BL5F1HVZ

 DORSO TAGLIENTE 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 16 	4/0	1,5	45	36	Viola	BL904CV1
HS mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	BL793EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL792EV1
HSX mm 22 - extra rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL842EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL841EV1
	1	4	70	36	Viola	BL84AEV1
HSS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BL813EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL812EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL811EV1
	1	4	70	36	Viola	BL81AEV1
HS mm 36 	2/0	3	70	36	Viola	BL2L2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL2L2GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL2L1GV1
	1	4	90	36	Viola	BL2LAGV1






BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BL822EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL822GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL821EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL821GV1
	1	4	70	36	Viola	BL82AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL82AGV1
HS mm 40 	0	3,5	70	36	Viola	BL1F1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL1F1GV1
	1	4	70	36	Viola	BL1FAEV1
	1	4	90	36	Viola	BL1FBEV1
HSS mm 40 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BL832GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL831EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL831GV1
	1	4	70	36	Viola	BL83AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL83AGV1
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BL851GV1
	1	4	70	36	Viola	BL85AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL85AGV1
	2	5	70	36	Viola	BL85BEV1
	2	5	90	36	Viola	BL85BGV1






BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BL156EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL155EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL154CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL154EV1
DS mm 17 	5/0	1	45	36	Viola	BL175CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL175EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL174CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL174EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL173EV1
DS mm 18 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL1D4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL1D3EV1







BIOLONG




Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 20 	5/0	1	45	36	Viola	BL185CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BL185EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL184CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL184EV1
	3/0	2	45	36	Viola	BL183CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL183EV1
DS mm 24 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL194EV1
	3/0	2	30	36	Viola	BL193AV1
	3/0	2	45	36	Viola	BL193CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL193EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BL193GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL192EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BL192GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL191EV1
DS mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BL203EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL202EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL201EV1

BIOLONG








Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BL213EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL212EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BL211EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BL211GV1
	1	4	70	36	Viola	BL21AEV1
2 x DS mm 36 	2/0	3	45	36	Viola	BL222CV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL222EV1
DS mm 40 	1	4	70	36	Viola	BL23AEV1
	1	4	90	36	Viola	BL23AGV1
2 x DS mm 40 	2/0	3	45	36	Viola	BL232CV2
	2/0	3	70	36	Viola	BL232EV2
	0	3,5	90	36	Viola	BL231GV2

 DORSO TAGLIANTE retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 60 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL424EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL423EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL422EV1

BIOLONG



Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE



 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 11 	6/0	0,7	45	36	Viola	BL256CV1
	5/0	1	45	36	Viola	BL255CV1
DSM mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	BL266CV1
	5/0	1	45	36	Viola	BL265CV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL264CV1
DSM mm 16 	5/0	1	45	36	Viola	BL275CV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BL274CV1
DSM mm 18 	3/0	2	45	36	Viola	BL1E3CV1
	1	4	45	36	Viola	BL1EACV1
DSM mm 20 	4/0	1,5	45	36	Viola	BL294CV1
	3/0	2	45	36	Viola	BL293CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BL293EV1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Viola	BL304CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL304EV1
	3/0	2	45	36	Viola	BL303CV1
	2/0	3	45	36	Viola	BL302CV1
	2/0	3	70	36	Viola	BL302EV1

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE








 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	20	36	Viola	BL484QVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL484EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BL484EVQ
HRP mm 26 - black 	3/0	2	70	36	Viola	BL023EVQ
	2/0	3	20	36	Viola	BL022QVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BL022EVQ

 CILINDRICO PLUS 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRP mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BL064EVJ
	4/0	1,5	90	36	Viola	BL064GVJ

 CILINDRICO PLUS slitta	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
SRP mm 26 - black 	3/0	2	20	36	Viola	BL4L3QVQ
	3/0	2	120	36	Viola	BL4L3HVQ
	2/0	3	20	36	Viola	BL4L2QVQ
	2/0	3	120	36	Viola	BL4L2HVQ




BIOLONG




Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE




SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL651IVP
	1	4	150	36	Viola	BL65AIVP
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL661IVP
	1	4	150	36	Viola	BL66AIVP
	1	4	240	36	Viola	BL66A4VP
	2	5	150	36	Viola	BL66BIVP
HRS mm 50 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	BL4EAIVP
HRS mm 65 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL671IVP
	1	4	120	36	Viola	BL67AHVP
	1	4	150	36	Viola	BL67AIVP
	1	4	240	36	Viola	BL67A4VP
HR mm 75 	1	4	150	36	Viola	BL5NAIVP

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE





SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 18 	4/0	1,5	30	36	Viola	BL1L4AVP
	3/0	2	30	36	Viola	BL1L3AVP





SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 20 	4/0	1,5	40	36	Viola	BL3841VP
	3/0	2	40	36	Viola	BL3831VP

SUTURE CON LOOP						
 SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRN mm 48 	0	3,5	150	36	Viola	BL5511VP
	1	4	150	36	Viola	BL55A1VP

BIOLONG







Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

SUTURE CON LOOP						
 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRTS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL741IVP
	1	4	150	36	Viola	BL74AIVP
	1	4	240	36	Viola	BL74A4VP
HRTS mm 48 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	BL75AIVP
	1	4	200	36	Viola	BL75A2VP

SUTURE CON LOOP						
 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 26 	3/0	2	30	36	Viola	BL803AVP
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	BL851IVP

BIOLONG

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in POLIDIOSSANONE

SUTURE CON LOOP						
 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 13 	5/0	1	30	36	Viola	BL155AVP
DS mm 16 	5/0	1	30	36	Viola	BL165AVP
DS mm 18 	4/0	1,5	30	36	Viola	BL1D4AVP
	4/0	1,5	70	36	Viola	BL1D4EVP
DS mm 20 	4/0	1,5	30	36	Viola	BL184AVP
DS mm 40 	3/0	2	45	36	Viola	BL233CVP

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.