

BIOSHORT

TIPOLOGIA:

Sutura sintetica assorbibile monofilamento.

COLORE:

Viola o undyed (ambra).

MOLECOLA:

Copolimero composto da Glicolide al 75% e ϵ -caprolattone al 25% (PGA-PCL).

TIPO DI RIVESTIMENTO:

Non rivestita.

CARATTERISTICHE:

- Elevata resistenza tensile.
- Estrema maneggevolezza, flessibilità e facile esecuzione del nodo.
- Passaggio atraumatico attraverso i tessuti grazie alla superficie levigata.
- Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.
- Basso effetto memoria.


INDICAZIONI:

Le suture Bioshort sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in generale, vasi e fascia. Possono essere impiegate in chirurgia gastrointestinale, plastica e ricostruttiva, urologia, ginecologia e ostetricia. Non è indicato l'uso nei tessuti cardiovascolari, sul sistema nervoso centrale, in microchirurgia e chirurgia oftalmica.

COLORATO: 70% ad una settimana; 40% a due settimane; 12% a tre settimane; 3% a quattro settimane.

NON COLORATO: 80% ad una settimana; 40% a due settimane; 15% a tre settimane; 4% a quattro settimane.

RESISTENZA TENSILE IN VIVO:



ASSORBIMENTO:

Avviene tramite idrolisi ed è completo all'incirca tra 90 e 110 giorni.

REAZIONE TISSUTALE:

Minima.

STERILIZZAZIONE:

Ossido di etilene.

CALIBRI:

USP da 6/0 a 1.
EP da 0,7 a 4.

VALIDITÀ:

5 anni.

CERTIFICAZIONE:








CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".

CLASSE DI APPARTENENZA:

III









BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 12 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH446CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BH446CV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BH446EV1
	5/0	1	45	36	Viola	BH445CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH445EV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH444CU1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH444EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH444EV1
HR mm 12 - black 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH446EVN
	5/0	1	70	36	Viola	BH445EVN
HR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH456EV1
HR mm 17 	6/0	0,7	70	12	Viola	BH466EVZ
	6/0	0,7	70	36	Viola	BH466EV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH465EU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH465CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH465EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH464EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH464EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH463EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH463EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH462EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH462EV1
	2 x HR mm 17 	5/0	1	70	36	Viola
4/0		1,5	70	36	Viola	BH464EV2
3/0		2	70	36	Viola	BH463EV2







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 17 - black 	5/0	1	70	36	Viola	BH465EVM
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH464EVM
	3/0	2	70	36	Viola	BH463EVM
HR mm 18 - black 	5/0	1	70	36	Undyed	BH1B5EUN
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH1B4EUN
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1B4EVN
	3/0	2	70	36	Undyed	BH1B3EUN
HR mm 22 	6/0	1	45	36	Viola	BH486CV1
	5/0	1	45	36	Viola	BH485CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH485EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH485EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH484EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH484EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH483EV1
	3/0	2	120	36	Viola	BH483HV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH482EV1
2/0	3	120	36	Viola	BH482HV1	
2 x HR mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH484EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH484GV2
	3/0	2	70	36	Viola	BH483EV2
	3/0	2	90	36	Viola	BH483GV2
HR mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH484EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BH483EVN
	2/0	3	70	36	Viola	BH482EVN
2 x HR mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH484EVM
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH484GVM
	3/0	2	70	36	Viola	BH483EVM
	2/0	3	70	36	Viola	BH482EVM







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 26 	5/0	1	70	36	Viola	BH025EV1
	5/0	1	90	36	Viola	BH025GV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH024EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH024EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH023EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH023EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BH023GV1
	3/0	2	120	36	Viola	BH023HV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH022EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH022EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH022GV1
	2/0	3	120	36	Viola	BH022HV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH021EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH021GV1
	1	4	70	36	Viola	BH02AEV1
2 x HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH024EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH024GV2
	3/0	2	70	36	Viola	BH023EV2
	3/0	2	90	36	Viola	BH023GV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH022EV2
	2/0	3	90	36	Viola	BH022GV2
HR mm 26 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH024EVN
	3/0	2	70	36	Viola	BH023EVN
	2/0	3	70	36	Undyed	BH022EUN
	2/0	3	70	36	Viola	BH022EVN
2 x HR mm 26 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH024EVM
	3/0	2	70	36	Viola	BH023EVM
	3/0	2	90	36	Viola	BH023GVM
	2/0	3	70	36	Viola	BH022EVM







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 26 - rinforzato 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH624EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH623EV1
	2/0	3	20	36	Viola	BH622QV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH622EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH622GV1
	0	3,5	20	36	Viola	BH621QV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH621EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH621GV1
	1	4	70	36	Viola	BH62AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH62AGV1
HR mm 30 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH494EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH493EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH492EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH492GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH491EV1
	1	4	70	36	Viola	BH49AEV1
	2	5	70	36	Viola	BH49BEV1
2 x HR mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	BH493EV2
	3/0	2	90	36	Viola	BH493GV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH492EV2
	2/0	3	90	36	Viola	BH492GV2
HRS mm 30 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH633EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH632EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH631EV1








BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 36 	3/0	2	70	36	Undyed	BH503EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH503EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH502EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH502GV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH501EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH501EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH501GV1
	1	4	70	36	Viola	BH50AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH50AGV1
	2	5	70	36	Viola	BH50BEV1
HRS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH643EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BH643GV1
	2/0	3	20	36	Viola	BH642QV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH642EV1
	2/0	3	90	36	Undyed	BH642GU1
	2/0	3	90	36	Viola	BH642GV1
	0	3,5	20	36	Viola	BH641QV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH641EV1
	0	3,5	90	36	Undyed	BH641GU1
	0	3,5	90	36	Viola	BH641GV1
	1	4	70	36	Viola	BH64AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH64AGV1
	1	4	120	36	Undyed	BH64AHU1
HRX mm 36 - extra rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	BH761EV1
	1	4	70	36	Viola	BH76AEV1
HRS mm 40 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH653EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BH653GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH652EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH652GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH651EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH651GV1
	1	4	70	36	Viola	BH65AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH65AGV1
	1	4	135	36	Viola	BH65AMV1
	2	5	70	36	Viola	BH65BEV1
	2	5	90	36	Viola	BH65BGV1











BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lunghezza (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRX mm 40 - extra rinforzato 	1	4	70	36	Viola	BH77AEV1
HR mm 48 	2/0	3	70	36	Viola	BH4G2EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH4G1GV1
	0	3,5	120	36	Undyed	BH4G1HU1
	0	3,5	140	36	Viola	BH4G1UU1
	1	4	70	36	Undyed	BH4GAEU1
	1	4	90	36	Viola	BH4GAGV1
	2	5	90	36	Viola	BH4GBGV1
HRS mm 48 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BH662EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH662GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH661EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH661GV1
	1	4	70	36	Viola	BH66AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH66AGV1
	1	4	120	36	Viola	BH66AHV1
	1	4	135	36	Viola	BH66AMV1
HRS mm 65 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Viola	BH672GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH671GV1
HR mm 75 	2	4	90	36	Viola	BH5NBGV1
	2	5	150	36	Viola	BH5NBIV1








BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 9 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH966CU2
	6/0	0,7	45	36	Viola	BH966CV2
	5/0	1	45	36	Undyed	BH965CU2
	5/0	1	45	36	Viola	BH965CV2
DR mm 13 	6/0	0,7	90	36	Viola	BH046GV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH045EV1
	5/0	1	90	36	Viola	BH045GV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH044GV1
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH046EV2
	6/0	0,7	90	36	Viola	BH046GV2
	5/0	1	90	36	Viola	BH045GV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH044GV2
DR mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	BH065EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH064EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH064GV1
DR mm 20 	5/0	1	70	36	Viola	BH075EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH074EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH074GV1
DR mm 22 	5/0	1	70	36	Viola	BH085EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH084EV1
DR mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BH1C3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH1C2EV1
DR mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	BH092EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH091EV1
	1	4	70	36	Viola	BH09AEV1




BIOSHORT







Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO 5/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
FR mm 22 	5/0	1	70	36	Viola	BH2C5EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH2C4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH2C3EV1
2 x FR mm 26 	4/0	1,5	90	36	Viola	BH324GV2
	3/0	2	90	36	Viola	BH323GV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH322EV2
	2/0	3	90	36	Viola	BH322GV2
	0	3,5	90	36	Viola	BH321GV2
FRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Undyed	BH373EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH373EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH372EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH371EV1
FRS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH873EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH872EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH872GV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH871EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH871EV1
FRS mm 40 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	BH882EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH882GV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH881GV1
	1	4	90	36	Viola	BH88AGV1

BIOSHORT










Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x GR mm 65 	3/0	2	70	36	Viola	BH2H3EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH2H2EV2
	0	3,5	70	36	Viola	BH2H1EV2
	1	4	70	36	Viola	BH2HAEV2

 SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRN mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	BH522EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH521EV1
HRN mm 40 	0	3,5	90	36	Viola	BH531GV1
	1	4	90	36	Viola	BH53AGV1
HRN mm 45 	1	4	90	36	Viola	BH54AGV1
HRN mm 48 	1	4	90	36	Viola	BH55AGV1







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH1A6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH1A5EV1
HRT mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH686EV1
	5/0	1	45	36	Viola	BH685CV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH685EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH684EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH683EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH682EV1
2 x HRT mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH684EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BH683EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH682EV2
HRT mm 18 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH1S4EU1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH1S3EU1
HRT mm 20 	3/0	2	70	36	Viola	BH693EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH692EV1
HRT mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH704EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH703EV1
2 x HRT mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH704EV2
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH704GV2
	3/0	2	90	36	Viola	BH703GV2
	2/0	3	90	36	Viola	BH702GV2







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRT mm 26	4/0	1,5	70	36	Viola	BH714EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH713EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH712EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH711EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH711GV1
	1	4	70	36	Viola	BH71AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH71AGV1
 2 x HRT mm 26	4/0	1,5	70	36	Viola	BH714EV2
	3/0	2	70	36	Viola	BH713EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH712EV2
 HRT mm 30	3/0	2	70	36	Viola	BH2G3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH2G2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH2G1EV1
	1	4	70	36	Viola	BH2GAEV1
 2 x HRT mm 30	3/0	2	70	36	Viola	BH2G3EV2
	2/0	3	70	36	Viola	BH2G2EV2
	0	3,5	70	36	Viola	BH2G1EV2










BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 36 	3/0	2	70	36	Viola	BH723EV1
	3/0	2	90	36	Viola	BH723GV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH722EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH722GV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH721EV1
	0	3,5	90	36	Viola	BH721GV1
	1	4	70	36	Viola	BH72AEV1
	1	4	90	36	Viola	BH72AGV1
HRTS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH733EV1
HRT mm 40 	0	3,5	90	36	Viola	BH2A1GV1
	1	4	90	36	Viola	BH2AAGV1
HRTS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BH751GV1
	1	4	90	36	Viola	BH75AGV1
	1	4	150	36	Viola	BH75AIV1








BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DRT mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH1O6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH1O5EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1O4EV1
DRT mm 12 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH1U6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH1U5EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1U4EV1
2 x DRT mm 12 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH1U6EV2
	5/0	1	70	36	Viola	BH1U5EV2
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1U4EV2
DRT mm 16 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1P4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH1P3EV1
DRT mm 20 	5/0	1	70	36	Viola	BH125EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH124EV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH123EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH122EV1
DRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	BH143EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH142EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH141EV1
DRT mm 32 	3/0	2	70	36	Viola	BH5P3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH5P2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH5P1EV1
	1	4	70	36	Viola	BH5PAEV1







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 18 	5/0	1	70	36	Undyed	BH2B5EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH2B5EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH2B4EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH2B4EV1
HS mm 22 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH794EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH794EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH793EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH793EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH792EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH792EV1
HS mm 26 	3/0	2	70	36	Undyed	BH803EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH803EV1
	2/0	3	70	12	Undyed	BH802EUZ
	2/0	3	70	36	Viola	BH802EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH801EV1
	1	4	70	36	Viola	BH80AEV1
HSS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH813EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH812EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH811EV1
	1	4	70	36	Undyed	BH81AEU1
	1	4	70	36	Viola	BH81AEV1
HSS mm 30 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Undyed	BH892EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH892EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH891EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH891EV1



BIOSHORT





Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 35 	3/0	2	70	36	Undyed	BH1G3EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH1G3EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH1G2EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH1G2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	BH1G1EV1
	1	4	70	36	Undyed	BH1GAEU1
	1	4	70	36	Viola	BH1GAEV1
HSS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	BH823EV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH822EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH821EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH821EV1
	1	4	70	36	Viola	BH82AEV1
HSS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Undyed	BH831GU1
	0	3,5	90	36	Viola	BH831GV1
	1	4	90	36	Undyed	BH83AGU1
	1	4	90	36	Viola	BH83AGV1
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	BH851GV1
	1	4	90	36	Undyed	BH85AGU1
	1	4	90	36	Viola	BH85AGV1

BIOSHORT






Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSM mm 8 	5/0	1	45	36	Undyed	BH9Q5CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH9Q5CV1
	4/0	1	45	36	Undyed	BH9Q4CU1
	4/0	1	45	36	Viola	BH9Q4CV1

 DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 11 	5/0	1	45	36	Undyed	BH4C5CU1
DS mm 13 	6/0	0,7	45	12	Undyed	BH156CUZ
	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH156CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BH156CV1
	6/0	0,7	70	36	Undyed	BH156EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	BH156EV1
	5/0	1	45	12	Undyed	BH155CUZ
	5/0	1	45	36	Undyed	BH155CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH155CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH155EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH155EV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH154CU1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH154EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH154EV1
DSS mm 13 - rinforzato 	6/0	0,7	70	36	Viola	BH2M6EV1
	5/0	1	70	36	Viola	BH2M5EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH2M4EV1





BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	BH165CU1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH165EU1
DS mm 17 	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH176CU1
	5/0	1	45	36	Undyed	BH175CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH175CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH175EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH175EV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH174CU1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH174EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH174EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH173EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH173EV1
DS mm 18 	5/0	1	45	36	Undyed	BH1D5CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH1D5CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH1D5EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH1D5EV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH1D4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH1D4CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH1D4EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH1D4EV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BH1D3CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BH1D3CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH1D3EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH1D3EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH1D2EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH1D2EV1







BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 20 	5/0	1	45	36	Undyed	BH185CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH185CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH185EU1
	5/0	1	70	36	Viola	BH185EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH184CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH184EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH184EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH183EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH183EV1
	2/0	3	45	36	Undyed	BH182CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH182EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH182EV1
DS mm 24 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH194CU1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH194EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH194EV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BH193CU1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH193EU1
	3/0	2	45	36	Viola	BH193CV1
	3/0	2	70	36	Viola	BH193EV1
	2/0	3	45	36	Undyed	BH192CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH192EU1
	2/0	3	45	36	Viola	BH192CV1
	2/0	3	70	36	Viola	BH192EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH191EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH191EV1
	1	4	70	36	Undyed	BH19AEU1
	1	4	70	36	Viola	BH191EV1




BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 26 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH204EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH204EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH203EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH203EV1
	2/0	3	45	36	Undyed	BH202CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH202EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH202EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH201EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH201EV1
DS mm 30 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH214EU1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH213EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH213EV1
	2/0	3	45	36	Undyed	BH212CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH212EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH212EV1
	2/0	3	90	36	Viola	BH212GV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH211EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH211EV1
	1	4	70	36	Undyed	BH21AEU1
	1	4	70	36	Viola	BH21AEV1
DS mm 36 	0	3,5	70	36	Viola	BH221EV1
	1	4	70	36	Viola	BH22AEV1
DS mm 40 	2/0	3	70	36	Undyed	BH232EU1
	0	3,5	70	36	Viola	BH231EV1
	1	4	70	36	Viola	BH23AEV1
	2	5	70	36	Viola	BH23BEV1






BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 DORSO TAGLIENTE retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 50 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH414EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH414EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH413EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH413EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH412EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH412EV1
GS mm 60 	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH424EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH424EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH423EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH423EV1
	2/0	3	70	12	Undyed	BH422EUZ
	2/0	3	70	36	Undyed	BH422EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH422EV1






BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 8 	7/0	0,5	45	36	Undyed	BH997CU1
	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH996CU1
DSM mm 11 	7/0	0,5	45	36	Undyed	BH257CU1
	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH256CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BH256CV1
	5/0	1	45	36	Undyed	BH255CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH255CV1
DSM mm 13 	7/0	0,5	45	36	Undyed	BH267CU1
	6/0	0,7	45	36	Undyed	BH266CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	BH266CV1
	5/0	1	45	36	Undyed	BH265CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH265CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH264CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH264CV1
DSM mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	BH275CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH275CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	BH275EU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH274CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH274CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH274EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	BH274EV1









BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 18 	5/0	1	45	36	Undyed	BH1E5CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH1E5CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH1E4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH1E4CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	BH1E3CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BH1E3CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH1E3EU1
DSM mm 20 	5/0	1	45	36	Undyed	BH295CU1
	5/0	1	45	36	Viola	BH295CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH294CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH294CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH294EU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BH293CU1
	3/0	2	45	36	Viola	BH293CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH293EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH293EV1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Undyed	BH304CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	BH304CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH304EU1
	3/0	2	45	36	Undyed	BH303CU1
	3/0	2	70	36	Undyed	BH303EU1
	3/0	2	70	36	Viola	BH303EV1
	2/0	3	45	36	Undyed	BH302CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	BH302EU1
	2/0	3	70	36	Viola	BH302EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	BH301EU1
	DSM mm 26 	4/0	1,5	45	36	Undyed
4/0		1,5	70	36	Undyed	BH5B4EU1
4/0		1,5	70	36	Viola	BH5B4EV1
3/0		2	70	36	Undyed	BH5B3EU1
3/0		2	70	36	Viola	BH5B3EV1
2/0		3	70	36	Undyed	BH5B2EU1
2/0		3	70	36	Viola	BH5B2EV1




BIOSHORT




Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRP mm 17 - black 	5/0	1	70	36	Undyed	BH465EVQ
	4/0	1,5	70	36	Undyed	BH464EVQ
2 x HRP mm 17 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH464EVR
	4/0	1,5	90	36	Viola	BH464GVR
HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH484EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	BH483EVQ
	2/0	3	70	36	Viola	BH482EVQ
2 x HRP mm 22 - black 	3/0	2	90	36	Undyed	BH483GUR
HRP mm 26 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH024EVQ
	3/0	2	70	36	Undyed	BH023EUQ
	3/0	2	70	36	Viola	BH023EVQ
	2/0	3	70	36	Undyed	BH022EUQ
	2/0	3	70	36	Viola	BH022EVQ
2 x HRP mm 26 - black 	3/0	2	90	36	Undyed	BH023GUR
	2/0	3	90	36	Undyed	BH022GUR
HRP mm 30 	4/0	1,5	70	36	Viola	BH494EVJ

BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRS mm 48 - rinforzato	0	3,5	150	36	Viola	BH661IVP
	1	4	150	36	Viola	BH66AIVP

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x VZ mm 8	6/0	0,7	45	12	Undyed	BH9E6CUD
	6/0	0,7	45	12	Viola	BH9E6CVD
	5/0	1	45	12	Undyed	BH9E5CUD
	5/0	1	45	12	Viola	BH9E5CVD

BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	250	36	Undyed	BHBB4LU1
4/0	1,5	250	36	Viola	BHBB4LV1
3/0	2	250	36	Undyed	BHBB3LU1
3/0	2	250	36	Viola	BHBB3LV1
2/0	3	250	36	Undyed	BHBB2LU1
2/0	3	250	36	Viola	BHBB2LV1
0	3,5	250	36	Undyed	BHBB1LU1
0	3,5	250	36	Viola	BHBB1LV1
1	4	250	36	Undyed	BHBBALU1
1	4	250	36	Viola	BHBBALV1
2	5	250	36	Undyed	BHBBBLU1
2	5	250	36	Viola	BHBBBLV1

BIOSHORT

Sutura sintetica monofilamento assorbibile in GLICOLIDE 75 e POLIGLECAPRONE 25

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 6	Undyed	BHAA4CUA
4/0	1,5	45	36 x 6	Viola	BHAA4CVA
4/0	1,5	70	36 x 5	Viola	BHAA4EVB
4/0	1,5	140	36 x 1	Viola	BHAA4UV1
3/0	2	45	36 x 6	Undyed	BHAA3CUA
3/0	2	45	36 x 6	Viola	BHAA3CVA
3/0	2	70	36 x 5	Viola	BHAA3EVB
3/0	2	140	36 x 1	Viola	BHAA3UV1
2/0	3	45	36 x 6	Undyed	BHAA2CUA
2/0	3	45	36 x 6	Viola	BHAA2CVA
2/0	3	70	36 x 5	Viola	BHAA2EVB
2/0	3	70	36 x 6	Viola	BHAA2EVA
2/0	3	140	36 x 1	Viola	BHAA2UV1
0	3,5	45	36 x 6	Undyed	BHAA1CUA
0	3,5	45	36 x 6	Viola	BHAA1CVA
0	3,5	70	36 x 5	Viola	BHAA1EVB
0	3,5	140	36 x 1	Viola	BHAA1UV1
1	4	45	36 x 6	Undyed	BHAAACUA
1	4	45	36 x 6	Viola	BHAAACVA
1	4	70	36 x 5	Viola	BHAAAEVB
1	4	140	36 x 1	Viola	BHAAAUV1
2	5	45	36 x 6	Undyed	BHAABCUA
2	5	45	36 x 6	Viola	BHAABCVA
2	5	70	36 x 5	Viola	BHAABEVB
2	5	140	36 x 1	Viola	BHAABUV1

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.