














# BIOSILK

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>TIPOLOGIA:</b>                  | Sutura naturale non assorbibile intrecciata e rivestita.  |
| <b>COLORE:</b>                     | Nero o Blu.   |
| <b>MOLECOLA:</b>                   | Fibroina: proteina derivata da bachi da seta della specie <i>Bombix-mori</i> .  |
| <b>TIPO DI RIVESTIMENTO:</b>       | Silicone o cera.  |
| <b>CARATTERISTICHE:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elevata forza tensile.</li><li>• Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.</li><li>• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.</li><li>• Il calibro uniforme e la scorrevolezza della sutura consentono il passaggio atraumatico attraverso i tessuti.</li><li>• Ridotta capillarità.</li></ul> |
| <b>INDICAZIONI:</b>                | Le suture Biosilk sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli e degli strati cutanei e sottocutanei. Particolarmente indicata per la chirurgia cardiovascolare, oftalmica, del cavo orale e in neurochirurgia.  |
| <b>RESISTENZA TENSILE IN VIVO:</b> | La sutura Biosilk non è assorbibile, tuttavia, la progressiva degradazione in vivo delle sue fibre proteiche, porta ad una graduale perdita di resistenza tensile nel tempo.  |
| <b>ASSORBIMENTO:</b>               | Non assorbibile.  |
| <b>REAZIONE TISSUTALE:</b>         | Sviluppa una reazione infiammatoria acuta di minima entità nei tessuti, seguita da un progressivo incapsulamento della sutura dal tessuto connettivo fibroso.   |
| <b>STERILIZZAZIONE:</b>            | Ossido di etilene.  |
| <b>CALIBRI:</b>                    | USP da 9/0 a 2.<br>EP da 0,3 a 5.   |
| <b>VALIDITÀ:</b>                   | 5 anni.   |
| <b>CERTIFICAZIONE:</b>             | CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".  |
| <b>CLASSE DI APPARTENENZA:</b>     | III   |



# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

| <br><b>CILINDRICO</b><br><b>1/2 cerchio</b><br> | <b>CALIBRO</b> |           | <b>FILO</b><br>lungh.<br>(cm) | <b>CONFEZ.</b> | <b>CARATTERISTICHE</b> | <b>CODICE</b> |
|--|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|  | <b>USP</b>     | <b>EP</b> |                               |                |                        |               |
| <b>HR</b><br>mm 10<br>  | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK435CN1      |
| <b>HR</b><br>mm 12<br>  | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK445CN1      |
|  | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK444CN1      |
| <b>HR</b><br>mm 13<br>  | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK454CN1      |
| <b>HR</b><br>mm 17<br>  | 5/0            | 1         | 75                            | 36             | Nero                   | SK465FN1      |
|  | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK464FN1      |
|  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK463FN1      |
|  | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK462FN1      |
| <b>2 x HR</b><br>mm 17<br>  | 5/0            | 1         | 75                            | 36             | Nero                   | SK465FN2      |
|  | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK464FN2      |
|  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK463FN2      |
| <b>HR</b><br>mm 20<br>  | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK474FN1      |
|  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK473FN1      |
| <b>HR</b><br>mm 22<br>  | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK484FN1      |
|  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK483FN1      |
|  | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK482FN1      |
| <b>HR</b><br>mm 26<br>  | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK024FN1      |
|  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK023FN1      |
|  | 2/0            | 3         | 45                            | 36             | Nero                   | SK022CN1      |
|  | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK022FN1      |
|  | 0              | 3,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK021FN1      |
|  | 1              | 4         | 75                            | 36             | Nero                   | SK02AFN1      |
|  | 2              | 5         | 75                            | 36             | Nero                   | SK02BFN1      |
| <b>HR</b><br>mm 30<br>  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK493FN1      |
|  | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK492FN1      |
|  | 0              | 3,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK491FN1      |
|  | 1              | 4         | 75                            | 36             | Nero                   | SK49AFN1      |
| <b>HR</b><br>mm 36<br>  | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK503FN1      |
|  | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK502FN1      |
|  | 0              | 3,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK501FN1      |
|  | 1              | 4         | 75                            | 36             | Nero                   | SK50AFN1      |
|  | 2              | 5         | 75                            | 36             | Nero                   | SK50BFN1      |

# BIOSILK




Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita




| <br><b>CILINDRICO</b><br><b>1/2 cerchio</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>HRS</b><br>mm 36 - rinforzato<br>   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK641FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK64AFN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK64BFN1 |
| <b>HR</b><br>mm 40<br>   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK51AFN1 |
| <b>HRS</b><br>mm 40 - rinforzato<br>   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK65BFN1 |
| <b>HRS</b><br>mm 48 - rinforzato<br>   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK661FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK66AFN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK66BFN1 |


| <br><b>CILINDRICO</b><br><b>3/8 cerchio</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DR</b><br>mm 13<br>   | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK046CN1 |
|   | 6/0     | 0,7 | 75                     | 36      | Nero            | SK046FN1 |
|   | 5/0     | 1   | 75                     | 36      | Nero            | SK045FN1 |
|   | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK044FN1 |
| <b>2 x DR</b><br>mm 13<br>   | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK046CN2 |
|   | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK045CN2 |
| <b>DR</b><br>mm 17<br>   | 5/0     | 1   | 75                     | 36      | Nero            | SK065FN1 |
|   | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK064FN1 |
|   | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK063FN1 |
| <b>DR</b><br>mm 32<br>   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK1V1FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK1VAFN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK1VBFN1 |




# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

| <br><b>CILINDRICO</b><br><b>3/8 cerchio</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DR</b><br>mm 36<br>  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK1Y1FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK1YAFN1 |











| <br><b>CILINDRICO</b><br><b>retto</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>GR</b><br>mm 50<br>  | 2/0     | 3   | 90                     | 36      | Nero            | SK392GN1 |
|  | 0       | 3,5 | 90                     | 36      | Nero            | SK391GN1 |

| <br><b>TAPER CUT</b><br><b>1/2 cerchio</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>HRT</b><br>mm 17<br>  | 5/0     | 1   | 75                     | 36      | Nero            | SK685FN1 |
|   | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK684FN1 |
|   | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK683FN1 |
|   | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK682FN1 |
| <b>HRT</b><br>mm 26<br>  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK713FN1 |
|   | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK712FN1 |

| <br><b>TAPER CUT</b><br><b>3/8 cerchio</b><br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DRT</b><br>mm 17<br>  | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK114FN1 |
|   | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK113FN1 |









# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

|  <b>DORSO TAGLIANTE</b><br>1/2 cerchio<br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>HS</b><br>mm 13<br>  | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK785CN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK784CN1 |
| <b>HS</b><br>mm 17<br>  | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK1H5CN1 |
|  | 5/0     | 1   | 75                     | 36      | Nero            | SK1H5FN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK1H4CN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK1H4FN1 |
|  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK1H3CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK1H3FN1 |
| <b>HS</b><br>mm 22<br>  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK794CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK793CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK793FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK792CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK792FN1 |
| <b>HS</b><br>mm 26<br>  | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK804FN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK803FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK802FN1 |
| <b>HS</b><br>mm 30<br>  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK2E2FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK2E1FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK2EAFN1 |
| <b>HS</b><br>mm 35<br>  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK1G2FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK1G1FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK1GAFN1 |
|  | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK1GBFN1 |
| <b>HSS</b><br>mm 36 - rinforzato<br>  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK821FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK82AFN1 |
|  | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK82BFN1 |
| <b>HSS</b><br>mm 48 - rinforzato<br>  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK85AFN1 |
|  | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK85BFN1 |








# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

|  <b>DORSO TAGLIANTE</b><br>3/8 cerchio  | <b>CALIBRO</b> |           | <b>FILO</b><br>lungh.<br>(cm) | <b>CONFEZ.</b> | <b>CARATTERISTICHE</b> | <b>CODICE</b> |
|---|----------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------|
|   | <b>USP</b>     | <b>EP</b> |                               |                |                        |               |
| <b>DS</b><br>mm 8<br>                  | 7/0            | 0,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK2Z7CN1      |
|   | 6/0            | 0,7       | 45                            | 36             | Nero                   | SK2Z6CN1      |
| <b>DS</b><br>mm 10<br>                 | 7/0            | 0,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK3A7CN1      |
|   | 6/0            | 0,7       | 45                            | 36             | Nero                   | SK3A6CN1      |
| <b>DS</b><br>mm 13<br>                 | 7/0            | 0,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK157CN1      |
|   | 6/0            | 0,7       | 45                            | 36             | Nero                   | SK156CN1      |
|   | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK155CN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK154CN1      |
|   | 3/0            | 2         | 45                            | 36             | Nero                   | SK153CN1      |
|   | 2/0            | 3         | 45                            | 36             | Nero                   | SK152CN1      |
| <b>2 x DS</b><br>mm 13<br>           | 6/0            | 0,7       | 45                            | 36             | Nero                   | SK156CN2      |
|   | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK155CN2      |
| <b>DSS</b><br>mm 13 - rinforzato<br> | 6/0            | 0,7       | 30                            | 36             | Nero                   | SK2M6AN1      |
|   | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK2M5CN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK2M4CN1      |
| <b>DS</b><br>mm 16<br>               | 6/0            | 0,7       | 45                            | 36             | Nero                   | SK166CN1      |
|   | 6/0            | 0,7       | 75                            | 36             | Nero                   | SK166FN1      |
|   | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK165CN1      |
|   | 5/0            | 1         | 75                            | 36             | Nero                   | SK165FN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK164CN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK164FN1      |
|   | 3/0            | 2         | 45                            | 36             | Nero                   | SK163CN1      |
|   | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK163FN1      |
|   | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK162FN1      |
| <b>DS</b><br>mm 18<br>               | 5/0            | 1         | 45                            | 36             | Nero                   | SK1D5CN1      |
|   | 5/0            | 1         | 75                            | 36             | Nero                   | SK1D5FN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 45                            | 36             | Nero                   | SK1D4CN1      |
|   | 4/0            | 1,5       | 75                            | 36             | Nero                   | SK1D4FN1      |
|   | 3/0            | 2         | 45                            | 36             | Nero                   | SK1D3CN1      |
|   | 3/0            | 2         | 75                            | 36             | Nero                   | SK1D3FN1      |
|   | 2/0            | 3         | 75                            | 36             | Nero                   | SK1D2FN1      |

# BIOSILK






Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita



|  <b>DORSO TAGLIANTE</b><br>3/8 cerchio<br> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DS</b><br>mm 20<br>  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK184CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK183CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK182CN1 |
| <b>DS</b><br>mm 22<br>  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK2N4CN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK2N4FN1 |
|  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK2N3CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK2N3FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK2N2CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK2N2FN1 |
| <b>DS</b><br>mm 24<br>  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK194CN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK194FN1 |
|  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK193CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK193FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK192CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK192FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK191FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK19AFN1 |
| <b>DS</b><br>mm 26<br>  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK203CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK203FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK202CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK202FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK201FN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK20AFN1 |
| <b>DS</b><br>mm 30<br>  | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK213CN1 |
|  | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK213FN1 |
|  | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK212CN1 |
|  | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK212FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK211CN1 |
|  | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK211FN1 |
|  | 0       | 3,5 | 90                     | 36      | Nero            | SK211GN1 |
|  | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK21AFN1 |
|  | 1       | 4   | 90                     | 36      | Nero            | SK21AGN1 |
|  | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK21BFN1 |



# BIOSILK




Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita








|  <b>DORSO TAGLIANTE</b><br>3/8 cerchio<br>▼ | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DS</b><br>mm 36<br>                     | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK223FN1 |
|   | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK222FN1 |
|   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK221FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK22AFN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK22BFN1 |
| <b>DS</b><br>mm 40<br>                     | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK232FN1 |
|   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK231FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK23AFN1 |
|   | 2       | 5   | 45                     | 36      | Nero            | SK23BCN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK23BFN1 |
| <b>DS</b><br>mm 45<br>                   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK2F1FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK2FAFN1 |
| <b>DS</b><br>mm 48<br>                   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK2P1FN1 |
|   | 1       | 4   | 75                     | 36      | Nero            | SK2PAFN1 |
|   | 2       | 5   | 75                     | 36      | Nero            | SK2PBFN1 |

|  <b>DORSO TAGLIANTE</b><br>retto<br>▼ | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>GS</b><br>mm 60<br>               | 3/0     | 2   | 75                     | 36      | Nero            | SK423FN1 |
|   | 2/0     | 3   | 75                     | 36      | Nero            | SK422FN1 |
|   | 2/0     | 3   | 90                     | 36      | Nero            | SK422GN1 |
|   | 0       | 3,5 | 75                     | 36      | Nero            | SK421FN1 |

# BIOSILK






Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita



|  <b>PUNTA DI PRECISIONE<br/>DORSO TAGLIANTE<br/>1/2 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>HSM</b><br>mm 8<br><br>                                      | 8/0     | 0,4 | 45                     | 12      | Blue            | SK9Q8CBZ |
|  | 8/0     | 0,4 | 45                     | 36      | Blue            | SK9Q8CB1 |
|  | 7/0     | 0,5 | 45                     | 12      | Nero            | SK9Q7CNZ |
|  | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero            | SK9Q6CNZ |
| <b>2 x HSM</b><br>mm 8<br><br>                                  | 8/0     | 0,4 | 45                     | 12      | Blue            | SK9Q8CBD |
|  | 8/0     | 0,4 | 45                     | 36      | Blue            | SK9Q8CB2 |
|  | 7/0     | 0,5 | 45                     | 12      | Nero            | SK9Q7CND |
|  | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero            | SK9Q6CND |

|  <b>PUNTA DI PRECISIONE<br/>DORSO TAGLIANTE<br/>3/8 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>2 x DSM</b><br>mm 7<br><br>                                  | 7/0     | 0,5 | 45                     | 12      | Nero            | SK4Y7CND |
| <b>2 x DSM</b><br>mm 8<br><br>                                  | 7/0     | 0,5 | 45                     | 12      | Nero            | SK997CND |
|  | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero            | SK996CND |
| <b>DSM</b><br>mm 11<br><br>                                     | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK256CN1 |
| <b>2 x DSM</b><br>mm 11<br><br>                                 | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero            | SK256CND |
|  | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK256CN2 |
| <b>DSM</b><br>mm 13<br><br>                                     | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK266CN1 |
|  | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK265CN1 |
|  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK264CN1 |
| <b>2 x DSM</b><br>mm 13<br><br>                                 | 4/0     | 1,5 | 45                     | 12      | Nero            | SK264CND |
|  | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK264CN2 |

# BIOSILK



Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita



|  <b>PUNTA DI PRECISIONE<br/>DORSO TAGLIANTE<br/>3/8 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>DSM</b><br>mm 16<br>  | 6/0     | 0,7 | 45                     | 36      | Nero            | SK276CN1 |
|   | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK275CN1 |
| <b>DSM</b><br>mm 18<br>  | 5/0     | 1   | 45                     | 36      | Nero            | SK1E5CN1 |
|   | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK1E4CN1 |
|   | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK1E3CN1 |
|   | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK1E2CN1 |
| <b>DSM</b><br>mm 24<br>                                      | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK304CN1 |
|   | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK303CN1 |
|   | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK302CN1 |
| <b>DSM</b><br>mm 26<br>                                      | 4/0     | 1,5 | 45                     | 36      | Nero            | SK5B4CN1 |
|   | 3/0     | 2   | 45                     | 36      | Nero            | SK5B3CN1 |
|   | 2/0     | 3   | 45                     | 36      | Nero            | SK5B2CN1 |





| SUTURE CON LOOP   |         |     |                        |         |                 |          |
|---|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  <b>CILINDRICO<br/>1/2 cerchio</b>    | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|   | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>HRS</b><br>mm 40 - rinforzato<br> | 0       | 3,5 | 150                    | 36      | Nero            | SK651INP |
|   | 1       | 4   | 150                    | 36      | Nero            | SK65AINP |

# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

|  <b>ATRAUMATICO<br/>SPATOLA<br/>1/4 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>2 x VZ</b><br>mm 8<br>                       | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero - Ø 0,33   | SK9E6CND |
|  | 5/0     | 1   | 45                     | 12      | Nero - Ø 0,33   | SK9E5CND |

|  <b>ATRAUMATICO<br/>SPATOLA<br/>1/2 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>2 x HZ</b><br>mm 5,5<br>                   | 8/0     | 0,4 | 45                     | 12      | Blue - Ø 0,15   | SK9M8CBD |

|  <b>ATRAUMATICO<br/>SPATOLA<br/>3/8 cerchio</b> | CALIBRO |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
|--|---------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
|  | USP     | EP  |                        |         |                 |          |
| <b>2 x DZ</b><br>mm 6<br>                       | 9/0     | 0,3 | 45                     | 12      | Blue - Ø 0,15   | SK9B9CBD |
|  | 8/0     | 0,4 | 45                     | 12      | Blue - Ø 0,15   | SK9B8CBD |
|  | 7/0     | 0,5 | 30                     | 12      | Nero - Ø 0,15   | SK9B7AND |
| <b>2 x DZ</b><br>mm 6,5<br>                     | 9/0     | 0,3 | 45                     | 12      | Blue - Ø 0,15   | SK9A9CBD |
|  | 8/0     | 0,4 | 45                     | 12      | Blue - Ø 0,15   | SK9A8CBD |
| <b>2 x DZ</b><br>mm 8<br>                       | 6/0     | 0,7 | 45                     | 12      | Nero - Ø 0,20   | SK9L6CND |

# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

| SUTURE STERILI SU BOBINA |     |                        |         |                 |          |
|--------------------------|-----|------------------------|---------|-----------------|----------|
| CALIBRO                  |     | FILO<br>lungh.<br>(cm) | CONFEZ. | CARATTERISTICHE | CODICE   |
| USP                      | EP  |                        |         |                 |          |
| 6/0                      | 0,7 | 150                    | 36      | Nero            | SKBB6IN1 |
| 5/0                      | 1   | 150                    | 36      | Nero            | SKBB5IN1 |
| 4/0                      | 1,5 | 150                    | 36      | Nero            | SKBB4IN1 |
| 4/0                      | 1,5 | 250                    | 36      | Nero            | SKBB4LN1 |
| 3/0                      | 2   | 150                    | 36      | Nero            | SKBB3IN1 |
| 3/0                      | 2   | 250                    | 36      | Nero            | SKBB3LN1 |
| 2/0                      | 3   | 150                    | 36      | Nero            | SKBB2IN1 |
| 2/0                      | 3   | 250                    | 36      | Nero            | SKBB2LN1 |
| 0                        | 3,5 | 150                    | 36      | Nero            | SKBB1IN1 |
| 0                        | 3,5 | 250                    | 36      | Nero            | SKBB1LN1 |
| 1                        | 4   | 150                    | 36      | Nero            | SKBBAIN1 |
| 1                        | 4   | 250                    | 36      | Nero            | SKBBALN1 |
| 2                        | 5   | 150                    | 36      | Nero            | SKBBBIN1 |
| 2                        | 5   | 250                    | 36      | Nero            | SKBBBLN1 |

# BIOSILK

Sutura naturale non assorbibile in SETA, intrecciata e rivestita

| SUTURE STERILI PRETAGLIATE |     |                     |                   |                 |          |
|----------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------|
| CALIBRO                    |     | FILO<br>lungh. (cm) | PACK<br>x N° FILI | CARATTERISTICHE | CODICE   |
| USP                        | EP  |                     |                   |                 |          |
| 4/0                        | 1,5 | 45                  | 36 x 12           | Nero            | SKAA4CNL |
| 4/0                        | 1,5 | 45                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA4CNB |
| 4/0                        | 1,5 | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA4ENB |
| 4/0                        | 1,5 | 75                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA4FNA |
| 3/0                        | 2   | 45                  | 36 x 12           | Nero            | SKAA3CNL |
| 3/0                        | 2   | 45                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA3CNA |
| 3/0                        | 2   | 45                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA3CNB |
| 3/0                        | 2   | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA3ENB |
| 3/0                        | 2   | 75                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA3FNA |
| 2/0                        | 3   | 45                  | 36 x 12           | Nero            | SKAA2CNL |
| 2/0                        | 3   | 45                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA2CNA |
| 2/0                        | 3   | 45                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA2CNB |
| 2/0                        | 3   | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA2ENB |
| 2/0                        | 3   | 75                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA2FNA |
| 2/0                        | 3   | 150                 | 36                | Nero            | SKAA2IN1 |
| 0                          | 3,5 | 45                  | 24 x 12           | Nero            | SKAA1CNO |
| 0                          | 3,5 | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAA1ENB |
| 0                          | 3,5 | 75                  | 36 x 6            | Nero            | SKAA1FNA |
| 0                          | 3,5 | 75                  | 36 x 12           | Nero            | SKAA1FNL |
| 0                          | 3,5 | 75                  | 36                | Nero            | SKAA1FN1 |
| 0                          | 3,5 | 150                 | 36                | Nero            | SKAA1IN1 |
| 1                          | 4   | 45                  | 24 x 12           | Nero            | SKAAACNO |
| 1                          | 4   | 45                  | 36 x 5            | Nero            | SKAAACNB |
| 1                          | 4   | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAAAENB |
| 1                          | 4   | 75                  | 36 x 6            | Nero            | SKAAAFNA |
| 1                          | 4   | 150                 | 3                 | Nero            | SKAAAIN1 |
| 2                          | 5   | 45                  | 24 x 12           | Nero            | SKAABCNO |
| 2                          | 5   | 70                  | 36 x 5            | Nero            | SKAABENB |
| 2                          | 5   | 150                 | 36                | Nero            | SKAABIN1 |

\*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.