

GLYCO

TIPOLOGIA:

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita.

COLORE:

Viola o undyed (beige).

MOLECOLA:

Acido poliglicolico (PGA).

TIPO DI RIVESTIMENTO:

Policaprolattone e stearato di calcio.


CARATTERISTICHE:

- Elevata resistenza tensile.
- Estrema maneggevolezza e facile esecuzione del nodo.
- Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.
- Ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.
- Profilo di assorbimento prevedibile.

INDICAZIONI:

Le suture Glyco sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli in generale, incluso l'uso nelle procedure oftalmiche. La sicurezza e l'efficacia delle suture Glyco nei tessuti cardiovascolari e neurali non è stata definita.

La sutura Glyco, dopo due settimane dall'impianto, mantiene approssimativamente l'82% della resistenza alla rottura e dopo tre settimane circa il 56%.

RESISTENZA TENSILE IN VIVO:**ASSORBIMENTO:**

Avviene tramite idrolisi ed è completo all'incirca tra 60 e 90 giorni.

REAZIONE TISSUTALE:

Minima.

STERILIZZAZIONE:

Ossido di etilene.

CALIBRI:

USP da 8/0 a 2.
EP da 0,4 a 5.

VALIDITÀ:

5 anni.

CERTIFICAZIONE:











CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".

CLASSE DI APPARTENENZA:

III








GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 9 	6/0	0,7	45	36	Viola	GY4F6CV1
HR mm 10 	6/0	0,7	70	36	Viola	GY436EU1
	5/0	1	70	36	Undyed	GY435EU1
HR mm 12 	6/0	0,7	45	36	Undyed	GY446CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	GY446CV1
	6/0	0,7	70	36	Viola	GY446EV1
	5/0	1	45	36	Viola	GY445CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	GY445EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY445EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY444EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY444EV1
HR mm 13 	6/0	0,7	45	36	Viola	GY456CV1
	6/0	0,7	70	36	Undyed	GY456EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	GY456EV1
	5/0	1	70	36	Undyed	GY455EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY455EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY454EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY454EV1
HR mm 17 	6/0	0,7	70	36	Viola	GY466EV1
	5/0	1	70	36	Viola	GY465EV1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY464CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY464EV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY463EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY462EV1
2 x HR mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	GY465EV2
HRS mm 17 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY602EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY601EV1
	1	4	70	36	Viola	GY60AEV1
HR mm 18 - black 	5/0	1	70	36	Viola	GY1B5EVN
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY1B4EVN
	3/0	2	70	36	Viola	GY1B3EVN









GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY484EV1
	3/0	2	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY483C4S
	3/0	2	70	36	Viola	GY483EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY482EV1
	2/0	3	70	12x4 fili	Viola distacco facilitato	GY482E4S
	0	3,5	70	36	Viola	GY481EV1
2 x HR mm 22 	3/0	2	90	36	Viola	GY483GV2
	2/0	3	90	36	Viola	GY482GV2
HRS mm 22 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY612EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY611EV1
	1	4	70	36	Viola	GY61AEV1
HR mm 22 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY484EVN
	3/0	2	70	36	Viola	GY483EVN
	2/0	3	70	36	Viola	GY482EVN
HR mm 26 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY024EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	GY024GV1
	3/0	2	45	36	Viola	GY023CV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY023EV1
	3/0	2	70	12x4	Viola	GY023EVE
	3/0	2	90	36	Viola	GY023GV1
	3/0	2	120	36	Viola	GY023HV1
	2/0	3	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY022C4S
	2/0	3	45	12x8	Viola distacco facilitato	GY022C8S
	2/0	3	70	36	Undyed	GY022EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY022EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY022GV1
	2/0	3	120	36	Viola	GY022HV1
	2/0	3	150	36	Viola	GY022IV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY021EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY021GV1
	0	3,5	120	36	Viola	GY021HV1
	1	4	70	36	Viola	GY02AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY02AGV1





GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	GY623EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY622EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY622GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY621EV1
	0	3,5	70	12x4	Viola distacco facilitato	GY621E4S
	0	3,5	90	36	Viola	GY621GV1
	1	4	70	36	Viola	GY62AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY62AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY62BEV1
	2	5	90	36	Viola	GY62BGV1
2 x HR mm 26 	4/0	1,5	90	36	Viola	GY024GV2
	3/0	2	90	36	Viola	GY023GV2
	2/0	3	90	36	Viola	GY022GV2
HR mm 26 - black 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY024EVN
	3/0	2	70	36	Viola	GY023EVN
	2/0	3	70	36	Viola	GY022EVN
HR mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	GY493EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY492EV1
	2/0	3	100	36	Viola	GY492NV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY491EV1
	1	4	70	36	Viola	GY49AEV1
2 x HR mm 30 	3/0	2	90	36	Viola	GY493GV2
	2/0	3	90	36	Viola	GY492GV2
HRS mm 30 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY631EV1
	1	4	70	36	Viola	GY63AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY63AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY63BEV1
	2	5	90	36	Undyed	GY63BGU1
	2	5	90	36	Viola	GY63BGV1






GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 36 	3/0	2	70	36	Viola	GY503EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY503GV1
	2/0	3	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY502C4S
	2/0	3	70	36	Undyed	GY502EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY502EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY502GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY501EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY501GV1
	1	4	70	36	Viola	GY50AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY50AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY50BEV1
	2	5	90	36	Viola	GY50BGV1
HRS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	GY643EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY643GV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY642EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY642GV1
	0	3,5	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY641C4S
	0	3,5	70	36	Viola	GY641EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY641GV1
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY64AC4S
	1	4	70	36	Undyed	GY64AEU1
	1	4	70	36	Viola	GY64AEV1
	1	4	70	12x4	Viola distacco facilitato	GY64AE4S
	1	4	90	36	Viola	GY64AGV1
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY64BC4S
	2	5	70	36	Viola	GY64BEV1
2	5	90	36	Viola	GY64BGV1	





GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRX mm 36 - extra rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY762EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY761EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY761GV1
	1	4	70	36	Viola	GY76AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY76AGV1
	2	5	90	36	Viola	GY76BGV1
HR mm 40 	3/0	2	70	36	Viola	GY513EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY512EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY512GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY511EV1
	1	4	90	36	Viola	GY51AGV1
HRS mm 40 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	GY653EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY653GV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY652EV1
	2/0	3	70	12x4	Viola distacco facilitato	GY652E4S
	2/0	3	90	36	Viola	GY652GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY651EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY651GV1
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY65AC4S
	1	4	70	36	Viola	GY65AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY65AGV1
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY65BC4S
	2	5	70	36	Viola	GY65BEV1
2	5	90	36	Viola	GY65BGV1	





GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 48 	1	4	70	36	Viola	GY4GAEV1
	2	5	70	36	Viola	GY4GBEV1
HRS mm 48 - rinforzato 	2/0	3	45	36	Viola distacco facilitato	GY662CVS
	2/0	3	70	36	Viola distacco facilitato	GY662EVS
	2/0	3	90	36	Viola	GY662GV1
	0	3,5	45	36	Viola distacco facilitato	GY661CVS
	0	3,5	70	36	Viola distacco facilitato	GY661EVS
	0	3,5	70	36	Viola	GY661EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY661GV1
	1	4	45	36	Viola distacco facilitato	GY66ACVS
	1	4	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY66AC4S
	1	4	70	36	Viola distacco facilitato	GY66AEVS
	1	4	70	36	Viola	GY66AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY66AGV1
	2	5	45	36	Viola	GY66BCV1
	2	5	45	36	Viola distacco facilitato	GY66BCVS
	2	5	45	12x4	Viola distacco facilitato	GY66BC4S
	2	5	70	36	Viola	GY66BEV1
2	5	70	36	Viola distacco facilitato	GY66BEVS	
2	5	90	36	Viola	GY66BGV1	

GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 65 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY672EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY672GV1
	1	4	90	36	Viola	GY67AGV1
	1	4	150	36	Viola	GY67AIV1
	2	5	90	36	Viola	GY67BGV1
	2	5	150	36	Viola	GY67BIV1
	3	6	90	36	Viola	GY67CGV1
HRS mm 70 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY4H2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY4H2GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY4H1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY4H1GV1
	1	4	70	36	Viola	GY4HAEV1
	1	4	90	36	Viola	GY4HAGV1

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 13 	6/0	0,7	70	36	Viola	GY046EV1
	5/0	1	70	36	Viola	GY045EV1
DR mm 17 	4/0	1,5	45	36	Viola	GY064CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY064EV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY063EV1
DR mm 20 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY074EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	GY074GV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY073EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY073GV1

GLYCO








Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 22 	3/0	2	70	36	Viola	GY083EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY083GV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY082EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY082GV1
DR mm 24 	3/0	2	70	36	Viola	GY1Z3EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY1Z3GV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY1Z2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY1Z2GV1
DR mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	GY093EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY093GV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY092EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY092GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY091EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY091GV1

 CILINDRICO 5/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
FR mm 22 	2/0	3	70	36	Viola	GY2C2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY2C1EV1
FR mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	GY323EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY322EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY321EV1
	1	4	70	36	Viola	GY32AEV1
FRS mm 26 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	GY373EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY372EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY371EV1
	1	4	70	36	Viola	GY37AEV1






GLYCO






Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 5/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
FR mm 30 	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY334EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY334EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY333EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY333EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY332EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY332EV1
FR mm 35 	2/0	3	70	36	Viola	GY342EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY341EV1
	1	4	70	36	Viola	GY34AEV1
FRS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY872EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY871EV1
	1	4	70	36	Viola	GY87AEV1
FR mm 40 	0	3,5	70	36	Viola	GY361EV1
FRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY881EV1
	1	4	70	36	Viola	GY88AEV1

GLYCO






Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

	CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	2 x GR mm 20	4/0	1,5	35	36	Viola	GY384BV2
		3/0	2	70	36	Viola	GY4P3EV1
	GR mm 45	2/0	3	70	36	Viola	GY4P2EV1
		0	3,5	70	36	Viola	GY4P1EV1
		1	4	70	36	Viola	GY4PAEV1
		2	5	70	36	Viola	GY4PBEV1
		2/0	3	70	36	Viola	GY392EV1
	GR mm 50	2/0	3	70	36	Viola	GY392EV1
		2/0	3	90	36	Viola	GY392GV1

	SMUSSA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
		USP	EP				
	HRN mm 26	4/0	1,5	70	36	Viola	GY4I4EV1
		3/0	2	45	36x5	Viola	GY4I3C51
		3/0	2	70	36	Viola	GY4I3EV1
		0	3,5	70	36	Viola	GY4I1EV1
	HRN mm 30	3/0	2	70	36	Viola	GY523EV1
		2/0	3	70	36	Viola	GY522EV1
	HRNS mm 36 - rinforzato	3/0	2	70	36	Viola	GY563EV1
		2/0	3	70	36	Viola	GY562EV1
		0	3,5	45	36x5	Viola	GY561C51
		0	3,5	90	36	Viola	GY561GV1
		1	4	90	36	Viola	GY56AGV1

GLYCO









Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 SMUSSA 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRNS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY571EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY571GV1
	1	4	70	36	Viola	GY57AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY57AGV1
HRNS mm 45 - rinforzato 	1	4	90	36	Viola	GY58AGV1
	2	5	90	36	Viola	GY58BGV1
HRNS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Viola	GY591GV1
	1	4	90	36	Viola	GY59AGV1
	2	5	90	36	Viola	GY59BGV1
HRNS mm 65 - rinforzato 	1	4	90	36	Viola	GY3PAGV1
	1	4	100	36	Viola	GY3PANV1
	2	5	90	36	Viola	GY3PBGV1

 TAPER CUT 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 17 	5/0	1	70	36	Viola	GY685EV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY684EV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY683EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY682EV1
HRT mm 22 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY704EV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY703EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY702EV1

GLYCO



Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita



 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	GY713EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY712EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY711EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY711GV1
	1	4	70	36	Viola	GY71AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY71AGV1
HRTS mm 26 - rinforzato 	1	4	70	36	Viola	GY2DAEV1
	1	4	90	36	Viola	GY2DAGV1
HRT mm 30 	0	3,5	70	36	Viola	GY2G1EV1
HRTS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY732EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY732GV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY731GV1
	1	4	90	36	Viola	GY73AGV1
	2	5	90	36	Viola	GY73BGV1
HRT mm 40 	0	3,5	70	36	Viola	GY2A1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY2A1GV1
	1	4	70	36	Viola	GY2AAEV1
HRTS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY741EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY741GV1
	1	4	70	36	Viola	GY74AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY74AGV1



GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRTS mm 45 - rinforzato	0	3,5	70	36	Viola	GY2I1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY2I1GV1
	1	4	70	36	Viola	GY2IAEV1
	1	4	90	36	Viola	GY2IAGV1
	2	5	70	36	Viola	GY2IBEV1
	2	5	90	36	Viola	GY2IBGV1
 HRTS mm 48 - rinforzato	0	3,5	70	36	Viola	GY751EV1
	1	4	70	36	Viola	GY75AEV1
	2	5	70	36	Viola	GY75BEV1











 TAPER CUT retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x GRT mm 40	6/0	0,7	45	12	Viola	GY976CVD

 TAPER CUT J needle ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 JRT mm 30	1	4	70	36	Viola	GY5IAEV1

 TAPER CUT bicurvo ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 BRT mm 24	2/0	3	110	36	Viola	GY5F2PV1
	0	3,5	110	36	Viola	GY5F1PV1




GLYCO





Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 17 	4/0	1,5	70	36	Viola	GY1H4EV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY1H3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY1H2EV1
HS mm 22 	3/0	2	45	36	Viola	GY793CV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY793EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY792EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY791EV1
HSX mm 22 - extra rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY842EV1
	1	4	70	36	Viola	GY84AEV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY841EV1
HS mm 26 	3/0	2	70	36	Viola	GY803EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY802EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY801EV1
HSS mm 26 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY812EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY811EV1
	1	4	70	36	Viola	GY81AEV1
	2	5	70	36	Viola	GY81BEV1
HS mm 30 	2/0	3	70	36	Viola	GY2E2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY2E1EV1
	1	4	70	36	Viola	GY2EAEV1
HS mm 35 	3/0	2	70	36	Viola	GY1G3EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY1G2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY1G1EV1
	1	4	70	36	Viola	GY1GAEV1
HSS mm 36 - rinforzato 	3/0	2	70	36	Viola	GY823EV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY822EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY821EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY821GV1
	1	4	70	36	Viola	GY82AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY82AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY82BEV1
	2	5	90	36	Viola	GY82BGV1
HS mm 40 	2/0	3	90	36	Viola	GY1F2GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY1F1EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY1F1GV1
	1	4	70	36	Viola	GY1FAEV1
	1	4	90	36	Viola	GY1FAGV1
	2	5	70	36	Viola	GY1FBEV1
	2	5	90	36	Viola	GY1FBGV1

GLYCO






Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 40 - rinforzato 	2/0	3	70	36	Viola	GY832EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY832GV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY831EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY831GV1
	1	4	70	36	Viola	GY83AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY83AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY83BEV1
	2	5	90	36	Viola	GY83BGV1
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY851EV1
	0	3,5	90	36	Viola	GY851GV1
	1	4	70	36	Viola	GY85AEV1
	1	4	90	36	Viola	GY85AGV1
	2	5	70	36	Viola	GY85BEV1
	2	5	90	36	Viola	GY85BGV1

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DS mm 8 	7/0	0,5	70	36	Viola	GY2Z7EV2
DS mm 11 	5/0	1	45	36	Undyed	GY4C5CU1
	5/0	1	45	36	Viola	GY4C5CV1
DS mm 13 	6/0	0,7	45	36	Undyed	GY156CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	GY156CV1
	6/0	0,7	70	36	Undyed	GY156EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	GY156EV1
	5/0	1	45	36	Undyed	GY155CU1
	5/0	1	45	36	Viola	GY155CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY154CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY154CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY154EV1







GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 16 	6/0	0,7	45	36	Undyed	GY166CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	GY166CV1
	5/0	1	45	36	Viola	GY165CV1
	5/0	1	70	36	Undyed	GY165EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY165EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY164EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY164EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY163EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY163EV1
DS mm 17 	5/0	1	70	36	Undyed	GY175EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY175EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY174EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY174EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY173EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY173EV1
DS mm 18 	6/0	0,7	70	36	Undyed	GY1D6EU1
	6/0	0,7	70	36	Viola	GY1D6EV1
	5/0	1	70	36	Undyed	GY1D5EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY1D5EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY1D4EU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY1D4CV1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY1D4EV1
	4/0	1,5	90	36	Viola	GY1D4GV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY1D3EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY1D3EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY1D3GV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY1D2EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY1D2EV1
	2/0	3	90	36	Viola	GY1D2GV1








GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 20 	5/0	1	70	36	Undyed	GY185EU1
	5/0	1	70	36	Viola	GY185EV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY184EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY184EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY183EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY183EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY182EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY182EV1
DS mm 24 	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY194EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY194EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY193EU1
	3/0	2	45	36	Viola	GY193CV1
	3/0	2	70	36	Viola	GY193EV1
	3/0	2	90	36	Viola	GY193GV1
	2/0	3	45	36	Viola	GY192CV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY192EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY192EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY191EV1
DS mm 26 	3/0	2	45	36	Viola	GY203CV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY203EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY203EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY202EU1
	2/0	3	45	36	Viola	GY202CV1
	2/0	3	70	36	Viola	GY202EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY201EU1
	0	3,5	70	36	Viola	GY201EV1
DS mm 30 	3/0	2	70	36	Viola	GY213EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY213EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY212EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY212EU1
	0	3,5	70	36	Viola	GY211EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY211EU1
	0	3,5	90	36	Viola	GY211GV1
	1	4	70	36	Viola	GY21AEV1





GLYCO




Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 36 	2/0	3	70	36	Undyed	GY222EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY222EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY221EU1
	0	3,5	45	36	Viola	GY221CV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY221EV1
	1	4	70	36	Undyed	GY22AEU1
	1	4	70	36	Viola	GY22AEV1
	2	5	70	36	Viola	GY22BEV1
DS mm 40 	2/0	3	70	36	Undyed	GY232EU1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY231EU1
	1	4	70	36	Undyed	GY23AEU1
	1	4	70	36	Viola	GY23AEV1
	2	5	70	36	Undyed	GY23BEU1
DS mm 45 	2/0	3	70	36	Viola	GY2F2EV1
	0	3,5	70	36	Viola	GY2F1EV1
DS mm 48 	1	4	70	36	Viola	GY2PAEV1
	2	5	70	36	Viola	GY2PBEV1
DSS mm 70 - rinforzato 	0	3,5	70	36	Viola	GY5C1EV1
	1	4	70	36	Viola	GY5CAEV1
	2	5	70	36	Viola	GY5CBEV1

GLYCO







Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 50 	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY414CU1
2 x GS mm 50 	0	3,5	45	36	Viola	GY411CV2
GS mm 60 	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY424EU1
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY424EV1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY423EU1
	3/0	2	70	36	Viola	GY423EV1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY422EU1
	2/0	3	70	36	Viola	GY422EV1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY421EU1

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSM mm 13 	5/0	1	45	36	Undyed	GY4M5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY4M4CU1
HSM mm 16 	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY864CU1







GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 6 	7/0	0,5	45	12	Viola	GY3S7CVD
DSM mm 8 	6/0	0,7	45	12	Viola	GY996CVD
DSM mm 11 	6/0	0,7	45	36	Undyed	GY256CU1
	6/0	0,7	45	36	Viola	GY256CV1
	5/0	1	45	36	Undyed	GY255CU1
	5/0	1	45	36	Viola	GY255CV1
DSM mm 13 	6/0	0,7	45	36	Undyed	GY266CU1
	5/0	1	45	36	Undyed	GY265CU1
	5/0	1	45	36	Viola	GY265CV1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY264CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY264CV1
2 x DSM mm 13 	4/0	1,5	45	12	Viola	GY264CVD
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY264CV2




GLYCO



Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	GY275CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY274CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY274CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY273CU1
DSM mm 17 	5/0	1	45	36	Undyed	GY285CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY284CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY283CU1
DSM mm 18 	5/0	1	45	36	Undyed	GY1E5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY1E4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY1E4CV1
	4/0	1,5	70	36	Undyed	GY1E4EU1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY1E3CU1
	3/0	2	70	36	Undyed	GY1E3EU1
	3/0	2	45	36	Viola	GY1E3CV1
DSM mm 20 	5/0	1	45	36	Undyed	GY295CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY294CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY293CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY292EU1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY304CU1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY303CU1
	2/0	3	45	36	Undyed	GY302CU1

GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita






 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 26 	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY5B4CU1
	4/0	1,5	45	36	Viola	GY5B4CV1
	3/0	2	45	36	Undyed	GY5B3CU1
	2/0	3	45	36	Undyed	GY5B2CU1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY5B2EU1
DSM mm 36 	3/0	2	70	36	Undyed	GY6Q3EU1
	2/0	3	70	36	Undyed	GY6Q2EU1
	0	3,5	70	36	Undyed	GY6Q1EU1



 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE bicurvo	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
BSM mm 16 	5/0	1	45	36	Undyed	GY5E5CU1
	4/0	1,5	45	36	Undyed	GY5E4CU1

 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRP mm 17 - black 	5/0	1	70	36	Viola	GY465EVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY464EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	GY463EVQ
HRP mm 22 - black 	4/0	1,5	20	36	Viola	GY484QVQ
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY484EVQ
	3/0	2	70	36	Viola	GY483EVQ
	2/0	3	70	36	Viola	GY482EVQ

GLYCO






Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 CILINDRICO PLUS 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRP mm 26	2/0	3	70	36	Viola	GY022EVJ
	4/0	1,5	70	36	Viola	GY024EVQ
 HRP mm 26 - black	3/0	2	20	36	Viola	GY023QVQ
	3/0	2	70	36	Viola	GY023EVQ
	2/0	3	20	36	Viola	GY022QVQ
	2/0	3	70	36	Viola	GY022EVQ
	2/0	3	70	36	Viola	GY022EVQ
 HRP mm 40	2/0	3	70	36	Viola	GY512EVJ
	0	3,5	70	36	Viola	GY511EVJ
 HRP mm 48	1	4	90	36	Viola	GY66AGVJ
	2	5	90	36	Viola	GY66BGVJ

 CILINDRICO PLUS slitta	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 SRP mm 26 - black	3/0	2	20	36	Viola	GY4L3QVQ
	3/0	2	120	36	Viola	GY4L3HVQ
	2/0	3	20	36	Viola	GY4L2QVQ
	2/0	3	120	36	Viola	GY4L2HVQ





GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	GY651IVP
	1	4	150	36	Viola	GY65AIVP
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	GY661IVP
	1	4	150	36	Viola	GY66AIVP
	1	4	240	36	Viola	GY66A4VP
	2	5	150	36	Viola	GY66BIVP
HRS mm 60 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	GY5DAIVP




GLYCO








Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

SUTURE CON LOOP						
 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRTS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Viola	GY741IVP
	1	4	150	36	Viola	GY74AIVP
HRTS mm 48 - rinforzato 	1	4	150	36	Viola	GY75AIVP
	2	5	70	36	Viola	GY75BEVP
	2	5	150	36	Viola	GY75BIVP

GLYCO








Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HZ mm 5,5 	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9M8CVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9M7CVD
2 x HZ mm 8 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9R8AVD
	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9R6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9R6CVD

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
VZ mm 6 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9H6CVZ
2 x VZ mm 6 	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9H6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9H6CVD
2 x VZ mm 7,5 	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9I6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9I6CVD
VZ mm 8 	6/0	0,7	45	36	Viola - Ø 0,33	GY9E6CV1
2 x VZ mm 8 	6/0	0,7	20	12	Viola - Ø 0,33	GY9E6QVD
	6/0	0,7	30	12	Viola - Ø 0,33	GY9E6AVD
	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9E6CVD
	5/0	1	20	12	Viola - Ø 0,33	GY9E5QVD
	5/0	1	45	12	Undyed - Ø 0,33	GY9E5CUD
	5/0	1	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9E5CVD
	5/0	1	45	36	Viola - Ø 0,33	GY9E5CV2
2 x VZ mm 8,5 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9G6CVD
	5/0	1	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9G5CVD
	4/0	1,5	45	12	Viola - Ø 0,43	GY9G4CVD

GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

 ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DZ mm 6 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9B8AVZ
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9B7AVZ
2 x DZ mm 6 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9B8AVD
	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9B8CVD
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9B7AVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9B7CVD
2 x DZ mm 6,5 	8/0	0,4	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9A8AVD
	8/0	0,4	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9A8CVD
	7/0	0,5	30	12	Viola - Ø 0,20	GY9A7AVD
	7/0	0,5	45	12	Viola - Ø 0,20	GY9A7CVD
2 x DZ mm 8 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9L6CVD
2 x DZ mm 11 	6/0	0,7	45	12	Viola - Ø 0,33	GY9T6CVD
2 x DZ mm 13 	7/0	0,5	45	12	Viola	GY9Z7CVD
	5/0	1,0	45	12	Viola	GY9Z5CVD

GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
6/0	0,7	150	36	Viola	GYBB6IV1
5/0	1,0	150	36	Viola	GYBB5IV1
4/0	1,5	150	36	Viola	GYBB4IV1
4/0	1,5	250	36	Viola	GYBB4LV1
3/0	2	150	36	Viola	GYBB3IV1
3/0	2	250	36	Viola	GYBB3LV1
2/0	3	150	36	Viola	GYBB2IV1
2/0	3	250	36	Viola	GYBB2LV1
0	3,5	150	36	Viola	GYBB1IV1
0	3,5	250	36	Viola	GYBB1LV1
1	4	150	36	Viola	GYBBAIV1
1	4	250	36	Viola	GYBBALV1
2	5	150	36	Viola	GYBBBIV1
2	5	250	36	Viola	GYBBBLV1

GLYCO

Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico (PGA), intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 6	Viola	GYAA4CVA
4/0	1,5	70	36 x 6	Viola	GYAA4EVA
4/0	1,5	70	36 x 5	Undyed	GYAA4EUB
4/0	1,5	150	36	Viola	GYAA4IV1
3/0	2	45	36 x 6	Viola	GYAA3CVA
3/0	2	70	36 x 6	Viola	GYAA3EVA
3/0	2	70	36 x 5	Undyed	GYAA3EUB
3/0	2	150	36	Viola	GYAA3IV1
2/0	3	45	36 x 6	Viola	GYAA2CVA
2/0	3	45	36	Viola	GYAA2CV1
2/0	3	70	36 x 6	Viola	GYAA2EVA
2/0	3	70	36 x 5	Undyed	GYAA2EUB
2/0	3	150	36	Viola	GYAA2IV1
0	3,5	45	36 x 6	Viola	GYAA1CVA
0	3,5	45	36	Viola	GYAA1CV1
0	3,5	70	36 x 6	Viola	GYAA1EVA
0	3,5	70	36 x 5	Undyed	GYAA1EUB
0	3,5	150	36	Viola	GYAA1IV1
1	4	45	36 x 6	Viola	GYAAACVA
1	4	45	36	Viola	GYAAACV1
1	4	70	36 x 6	Viola	GYAAAEVA
1	4	70	36 x 5	Undyed	GYAAAEUB
1	4	150	36	Viola	GYAAAIV1
2	5	45	36 x 6	Viola	GYAABCVA
2	5	70	36 x 6	Viola	GYAABEVA
2	5	70	36 x 5	Undyed	GYAABEUB
2	5	150	36	Viola	GYAABIV1

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.