

NOVABIO











TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE:	Blue.
MOLECOLA:	Polivinilidenfluoruro.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata forza tensile.• Scarso effetto memoria.• Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il calibro uniforme e la superficie levigata della sutura consentono un passaggio atraumatico e scorrevole attraverso i tessuti e le protesi cardiovascolari più resistenti.
INDICAZIONI:	Novabio è indicata per suture di vasi e tessuti molli, neurochirurgia e chirurgia oftalmica. La sua caratteristica di lunga resistenza nel tempo la rende particolarmente indicata in tutte le procedure chirurgiche mini-invasive, in chirurgia vascolare e cardiocirurgia.
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	La sutura Novabio non viene assorbita, dunque non è nota alcuna modifica sostanziale della resistenza alla trazione.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Sviluppa una reazione infiammatoria di minima entità nei tessuti, seguita da un progressivo incapsulamento della sutura dal tessuto connettivo fibroso.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 8/0 a 2/0. EP da 0,4 a 3.
VALIDITÀ:	5 anni.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III



NOVABIO








NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 10 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB436FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB435FB2
2 x HR mm 12 	5/0	1	75	36	Blue	NB445FB2
2 x HR mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB456FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB455FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB454FB2
2 x HR mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NB1M5FB2
2 x HR mm 17 	4/0	1,5	90	36	Blue	NB464GB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB463GB2
2 x HR mm 18 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB1B6FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB1B5FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1B4FB2
2 x HR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB474FB2
2 x HRS mm 22 - rinforzato 	4/0	1,5	90	36	Blue	NB614GB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB613GB2








NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 26 	5/0	1	75	36	Blue	NB025FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB024FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	NB024GB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB023GB2
	2/0	3	90	36	Blue	NB022GB2
	2/0	3	120	36	Blue	NB022HB2
HR mm 30 	3/0	2	120	36	Blue	NB493HB1
2 x HR mm 30 	4/0	1,5	90	36	Blue	NB494GB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB493GB2
	2/0	3	90	36	Blue	NB492GB2
2 x HR mm 36 	3/0	2	90	36	Blue	NB503GB2
	2/0	3	90	36	Blue	NB502GB2
	2/0	3	120	36	Blue	NB502HB2
HRS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	75	36	Blue	NB642FB1
	0	3,5	75	36	Blue	NB641FB1









NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 6 	8/0	0,4	45	36	Blue	NB118CB2
	8/0	0,4	60	36	Blue	NB118DB2
2 x DR mm 8 	8/0	0,4	60	36	Blue	NB928DB2
	7/0	0,5	75	36	Blue	NB927FB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	NB926DB2
2 x DR mm 10 	7/0	0,5	60	36	Blue	NB037DB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	NB036DB2
	6/0	0,7	60	36	Blue hard pledget 3x3	NB036DB6
	6/0	0,7	75	36	Blue	NB036FB2
	6/0	0,7	75	36	Blue hard pledget 3x3	NB036FB5
	6/0	0,7	75	36	Blue soft pledget 3x6	NB036FB8
	5/0	1	60	36	Blue hard pledget 3x3	NB035DB6
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB046FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB045FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB045FB2
	5/0	1	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB045FB3
2 x DR mm 13 - black 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB046FBM
	5/0	1	75	36	Blue	NB045FBM
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB044FBM









NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NB055FB2
	5/0	1	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB055FB3
	4/0	1,5	90	36	Blue	NB054GB2
2 x DR mm 17 	5/0	1	90	36	Blue	NB065GB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	NB064GB2
2 x DR mm 18 	5/0	1	75	36	Blue	NB1L5FB2
2 x DR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB074FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NB073FB2
2 x DR mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB084FB2
2 x DR mm 26 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1C4FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NB1C3FB2
	3/0	2	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB1C3FB3
	2/0	3	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB1C2FB3









NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HRT mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NB1R5FB2
2 x HRT mm 18 	5/0	1	75	36	Blue	NB1S5FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1S4FB2
2 x HRT mm 20 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB694FB2
2 x HRT mm 26 	5/0	1	75	36	Blue	NB715FB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	NB714HB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB713GB2
	3/0	2	120	36	Blue	NB713HB2
2 x HRT mm 30 	4/0	1,5	90	36	Blue	NB2G4GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	NB2G4HB2
	3/0	2	90	36	Blue	NB2G3GB2
	3/0	2	120	36	Blue	NB2G3HB2
2 x HRT mm 36 	3/0	2	90	36	Blue	NB723GB2





NOVABIO





Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 8 	7/0	0,5	60	36	Blue	NB1N7DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	NB1N6FB2
2 x DRT mm 10 	7/0	0,5	60	36	Blue	NB1O7DB2
	6/0	0,7	60	36	Blue	NB1O6DB2
	6/0	0,7	75	36	Blue	NB1O6FB2
2 x DRT mm 13 	6/0	0,7	75	36	Blue	NB1O6FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NB1O5FB2
2 x DRT mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NB1P5FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1P4FB2
2 x DRT mm 17 	5/0	1	75	36	Blue	NB115FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB114FB2
2 x DRT mm 18 	5/0	1	75	36	Blue	NB1Q5FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1Q4FB2

NOVABIO

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in PVDF

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 20 	5/0	1	75	36	Blue	NB125FB2
	5/0	1	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB125FB3
	4/0	1,5	75	36	Blue	NB124FB2
	4/0	1,5	90	36	Blue	NB124GB2
	4/0	1,5	120	36	Blue	NB124HB2
	3/0	2	75	36	Blue	NB123FB2
2 x DRT mm 24 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB134FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue hard pledget 3x6	NB134FB3
	4/0	1,5	120	36	Blue	NB134HB2
	3/0	2	75	36	Blue	NB133FB2
	3/0	2	120	36	Blue	NB133HB2

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 18 	4/0	1,5	75	36	Blue	NB1D4FB1
DS mm 24 	3/0	2	75	36	Blue	NB193FB1

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.