

NYLON



TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE:	Blue o Nero.
MOLECOLA:	Poliammide 6 o Poliammide 6-6.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata forza tensile.• Scarso effetto memoria.• Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il calibro uniforme consente un passaggio atraumatico e scorrevole attraverso i tessuti.• Ridotta capillarità.
INDICAZIONI:	Le suture Nylon sono indicate per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, compreso l'impiego in chirurgia cardiovascolare, oftalmica, plastica, ortopedica, in microchirurgia e sui tessuti neurali.
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	La sutura Nylon non viene assorbita, tuttavia, per effetto di un processo idrolitico in vivo, può progressivamente perdere la propria resistenza tensile nel tempo.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Minima.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 11/0 a 1. EP da 0,1 a 4.
VALIDITÀ:	5 anni.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III



NYLON











NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 4 	11/0	0,1	13	36	Nero	NY3TY5N1
	10/0	0,2	13	12	Nero	NY3TX5NZ
	10/0	0,2	13	36	Nero	NY3TX5N1
HR mm 5,5 	9/0	0,3	13	36	Nero	NY3U95N1
	8/0	0,4	13	36	Blue	NY3U85B1
2 x HR mm 12 	5/0	1	75	36	Blue	NY445FB2
	5/0	1	80	36	Blue	NY445OB2
2 x HR mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY1M5FB2
	5/0	1	80	36	Blue	NY1M5OB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1M4FB2
	4/0	1,5	80	36	Blue	NY1M4OB2
HR mm 18 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1B6FB1
2 x HR mm 18 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1B6FB2
	5/0	1	75	36	Blue	NY1B5FB2
2 x HR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY474FB2
	4/0	1,5	80	36	Blue	NY474OB2










NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY023FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY022FB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY021FB1
2 x HR mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY023FB2
HR mm 30 	2/0	3	75	36	Blue	NY492FB1
	2/0	3	100	36	Blue	NY492NB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY491FB1
	1	4	75	36	Blue	NY49AFB1
	1	4	80	36	Blue	NY49AOB1
HR mm 36 	0	3,5	75	36	Blue	NY501FB1
	1	4	75	36	Blue	NY50AFB1
	2	5	75	36	Blue	NY50BFB1
HR mm 40 	0	3,5	75	36	Blue	NY511FB1
	1	4	75	36	Blue	NY51AFB1
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Blue	NY651FB1
	1	4	75	36	Blue	NY65AFB1
	1	4	75	36	Blue easy release	NY65AFBS
	1	4	100	36	Blue	NY65ANB1
HR mm 50 	1	4	100	36	Blue	NY4EANB1
HRS mm 65 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Blue	NY672GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY671GB1
	1	4	90	36	Blue	NY67AGB1













NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 4 	11/0	0,1	13	12	Nero	NY9UY5NZ
	10/0	0,2	13	12	Nero - Ø 0,15	NY9UX5NZ
	9/0	0,3	13	12	Nero - Ø 0,15	NY9U95NZ
DR mm 5 	10/0	0,2	13	12	Nero - Ø 0,15	NY2RX5NZ
	10/0	0,2	20	12	Nero - Ø 0,15	NY2RXQNZ
	9/0	0,3	13	12	Nero - Ø 0,15	NY2R95NZ
	8/0	0,4	13	12	Nero	NY2R85NZ
	8/0	0,4	13	12	Blue - Ø 0,15	NY2R85BZ
DR mm 6 	9/0	0,3	15	12	Nero	NY1I97NZ
	8/0	0,4	13	12	Nero	NY1I85NZ
	8/0	0,4	13	12	Blue	NY1I85BZ
2 x DR mm 6 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY1IXAND
DR mm 6,5 	8/0	0,4	13	12	Nero	NY9I85NZ
2 x DR mm 8 	6/0	0,7	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY926FB7
2 x DR mm 10 	6/0	0,7	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY036FB7









NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 12 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1T6FB1
	6/0	0,7	80	36	Blue	NY1T6OB1
2 x DR mm 12 	6/0	0,7	75	36	Blue	NY1T6FB2
2 x DR mm 13 	5/0	1	75	36	Blue	NY045FB2
DR mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY055FB1
	5/0	1	80	36	Blue	NY055OB1
2 x DR mm 16 	5/0	1	75	36	Blue	NY055FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY054FB2
DR mm 20 	3/0	2	75	36	Blue	NY073FB1
2 x DR mm 20 	5/0	1	75	36	Blue	NY075FB2
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY074FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NY073FB2
DR mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY1C3FB1
2 x DR mm 26 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1C4FB2
	3/0	2	75	36	Blue	NY1C3FB2
2 x DR mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	NY093FB2







NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 20 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY384CB1
GR mm 60 	2/0	3	75	36	Blue	NY402FB1
2 x GR mm 60 	2/0	3	75	36	Blue	NY402FB2
	2/0	3	90	36	Blue	NY402GB2
	0	3,5	75	36	Blue	NY401FB2
	0	3,5	90	36	Blue	NY401GB2
GR mm 65 	2/0	3	75	36	Blue	NY2H2FB1
2 x GR mm 65 	2/0	3	75	36	Blue	NY2H2FB2
	2/0	3	90	36	Blue	NY2H2GB2
2 x GR mm 70 	2/0	3	75	36	Blue	NY4V2FB2








NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 12 	5/0	1	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY1U5FB7
2 x DRT mm 13 	5/0	1	75	36	Blue soft pledget 3x3	NY105FB7
2 x DRT mm 16 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1P4FB2
	4/0	1,5	80	36	Blue	NY1P4OB2
DRT mm 17 	3/0	2	75	36	Blue	NY113FB1






NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HS mm 22 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY794FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	NY794GB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY793FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY793GB1
HS mm 24 	4/0	1,5	75	36	Blue	NY2Q4FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	NY2Q4GB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY2Q3FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY2Q3GB1
HS mm 26 	3/0	2	75	36	Blue	NY803FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY803GB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY802FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY802GB1
HS mm 30 	3/0	2	75	36	Blue	NY2E3FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY2E3GB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY2E2FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY2E2GB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY2E1FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY2E1GB1
	1	4	75	36	Blue	NY2EAFB1
HS mm 36 	2/0	3	90	36	Blue	NY2L2GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY2L1GB1








NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIENTE 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 36 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Blue	NY821GB1
	1	4	90	36	Blue	NY82AGB1
	2	5	90	36	Blue	NY82BGB1
HSS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	90	36	Blue	NY851GB1
	1	4	90	36	Blue	NY85AGB1
HSS mm 65 - rinforzato 	2/0	3	90	36	Blue	NY4Q2GB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY4Q1GB1
	1	4	90	36	Blue	NY4QAGB1






NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 4 	10/0	0,2	13	36	Nero	NY3VX5B1
	9/0	0,3	13	12	Nero	NY3V95NZ
DS mm 5 	10/0	0,2	13	36	Nero	NY3ZX5B1
	9/0	0,3	13	36	Nero	NY3Z95B1
DS mm 6,5 	10/0	0,2	15	36	Nero	NY4AX7N1
	8/0	0,4	13	36	Blue	NY4A85B1
DS mm 13 	7/0	0,5	45	36	Blue	NY157CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	NY156CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY155CB1
	5/0	1	75	36	Blue	NY155FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY154CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY154FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY153CB1
DS mm 16 	6/0	0,7	45	36	Blue	NY166CB1
	6/0	0,7	75	36	Blue	NY166FB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY165CB1
	5/0	1	75	36	Blue	NY165FB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY164CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY164FB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY163FB1
DS mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	NY1D5CB1
	5/0	1	75	36	Blue	NY1D5FB1
	4/0	1,5	30	36	Blue	NY1D4AB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY1D4CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1D4FB1
	4/0	1,5	90	36	Blue	NY1D4GB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY1D3CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY1D3FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY1D3GB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY1D2CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY1D2FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY1D2GB1






NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 24 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY194CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY194FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY193CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY193FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY193GB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY192CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY192FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY192GB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY191CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY191FB1
DS mm 26 	3/0	2	45	36	Blue	NY203CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY203FB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY203GB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY202CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY202FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY201CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY201FB1
	1	4	75	36	Blue	NY20AFB1
DS mm 30 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY214CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY214FB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY213CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY213FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY212CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY212FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY211CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY211FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY211GB1
	1	4	45	36	Blue	NY21ACB1
	1	4	75	36	Blue	NY21AFB1
	1	4	90	36	Blue	NY21AGB1
	2	5	75	36	Blue	NY21BFB1





NYLON





Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 36 	3/0	2	45	36	Blue	NY223CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY223FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY222FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY222GB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY221FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY221GB1
	1	4	75	36	Blue	NY22AFB1
	1	4	90	36	Blue	NY22AGB1
	2	5	75	36	Blue	NY22BFB1
DS mm 40 	3/0	2	45	36	Blue	NY233CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY233FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY232CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY232FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY232GB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY231CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY231FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY231GB1
	0	3,5	100	36	Blue	NY231NB1
	1	4	75	36	Blue	NY23AFB1
	1	4	90	36	Blue	NY23AGB1
	2	5	75	36	Blue	NY23BFB1
	2	5	90	36	Blue	NY23BGB1
DS mm 45 	2/0	3	100	36	Blue	NY2F2NB1

NYLON








Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 90 	1	4	100	36	Blue	NY5HANB1
	2	5	100	36	Blue	NY5HBNB1
DSS mm 90 - rinforzato 	1	4	100	36	Blue	NY6DANB1
	2	5	100	36	Blue	NY6DBNB1

 DORSO TAGLIENTE retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 50 	4/0	1,5	90	36	Blue	NY414GB1
	3/0	2	90	36	Blue	NY413GB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY412GB1
GS mm 60 	3/0	2	75	36	Undyed	NY423FU1
	3/0	2	75	36	Blue	NY423FB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY422FB1
	2/0	3	90	36	Blue	NY422GB1
	2/0	3	100	36	Blue	NY422NB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY421FB1
	0	3,5	90	36	Blue	NY421GB1
	1	4	75	36	Blue	NY42AFB1





NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 6 	8/0	0,4	45	36	Blue	NY3S8CB1
DSM mm 11 	7/0	0,5	45	36	Blue	NY257CB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	NY256CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY255CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY254CB1
DSM mm 13 	6/0	0,7	45	36	Blue	NY266CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY265CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY264CB1
DSM mm 16 	6/0	0,7	35	36	Blue	NY276BB1
	6/0	0,7	45	36	Blue	NY276CB1
	5/0	1	45	36	Blue	NY275CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY274CB1
DSM mm 18 	5/0	1	45	36	Blue	NY1E5CB1
	4/0	1,5	45	36	Blue	NY1E4CB1
	4/0	1,5	75	36	Blue	NY1E4FB1
	3/0	2	75	36	Undyed	NY1E3FU1
	3/0	2	45	36	Blue	NY1E3CB1
	2/0	3	75	36	Undyed	NY1E2FU1
	2/0	3	45	36	Blue	NY1E2CB1






NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY304CB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY303CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY303FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY302CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY302FB1
DSM mm 26 	4/0	1,5	45	36	Blue	NY5B4CB1
	3/0	2	45	36	Blue	NY5B3CB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY5B2CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY5B2FB1
DSM mm 30 	3/0	2	45	36	Blue	NY313CB1
	3/0	2	75	36	Blue	NY313FB1
	2/0	3	45	36	Blue	NY312CB1
	2/0	3	75	36	Blue	NY312FB1
	0	3,5	45	36	Blue	NY311CB1
	0	3,5	75	36	Blue	NY311FB1







NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

SUTURE CON LOOP						
 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Blue	NY651IBP
	1	4	150	36	Blue	NY65AIBP
HRS mm 48 - rinforzato 	0	3,5	150	36	Blue	NY661IBP
	1	4	150	36	Blue	NY66AIBP
	1	4	200	36	Blue	NY66A2BP
	1	4	240	36	Blue	NY66A4BP
	2	5	150	36	Blue	NY66BIBP
HRS mm 60 - rinforzato 	1	4	150	36	Blue	NY5DAIBP









NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HZ mm 4,5 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9NXAND
HZ mm 5,5 	10/0	0,2	15	12	Nero - Ø 0,15	NY9MX7NZ
2 x HZ mm 5,5 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9MXAND
	9/0	0,3	15	12	Nero - Ø 0,15	NY9M97ND
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9M9AND
2 x HZ mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9PXAND



NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DZ mm 5 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9JXAND
DZ mm 6 	10/0	0,2	10	12	Nero - Ø 0,15	NY9BXTNZ
	10/0	0,2	15	12	Nero - Ø 0,15	NY9BX7NZ
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9B9ANZ
2 x DZ mm 6 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9BXAND
	10/0	0,2	45	12	Nero - Ø 0,15	NY9BXCND
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9B9AND
DZ mm 6,5 	10/0	0,2	10	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXTNZ
	10/0	0,2	15	12	Nero - Ø 0,20	NY9AX7NZ
	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXANZ
	10/0	0,2	45	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXCNZ
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9A9ANZ
	8/0	0,4	15	12	Nero - Ø 0,20	NY9A87NZ
2 x DZ mm 6,5 	10/0	0,2	20	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXQND
	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXAND
	10/0	0,2	35	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXBND
	10/0	0,2	45	12	Nero - Ø 0,20	NY9AXCND
	9/0	0,3	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9A9AND
	8/0	0,4	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9A8AND
	7/0	0,5	30	12	Blue - Ø 0,20	NY9A7ABD
DZ mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9CXANZ
2 x DZ mm 7 	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,20	NY9CXAND

NYLON

Sutura sintetica monofilamento non assorbibile in POLIAMMIDE 6-6/6

 ATRAUMATICO SPATOLA bicurvo	CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x BZ mm 5 	10/0	0,2	20	12	Nero - Ø 0,15	NY9SXQND
	10/0	0,2	30	12	Nero - Ø 0,15	NY9SXAND

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lung. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
1	4	250	36	Blue	NYBBALB1

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lung. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 12	Blue	NYAA4CBG
3/0	2	45	36 x 12	Blue	NYAA3CBG
2/0	3	45	36 x 12	Blue	NYAA2CBG
0	3,5	45	36 x 12	Blue	NYAA1CBG

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.