

POLYBIO









TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile intrecciata e rivestita.
COLORE:	Verde o bianco.
MOLECOLA:	Poliestere.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Silicone MED2174 o cera.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Resistenza tensile costante nel tempo.• Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il particolare rivestimento consente un passaggio atraumatico e scorrevole attraverso i tessuti.• Massima affidabilità nell'applicazione di impianti protesici e nell'approssimazione di tessuti sottoposti a tensione.• Ridotta capillarità.
INDICAZIONI:	Per le sue particolari caratteristiche le suture Polybio sono specialmente indicate in chirurgia cardiovascolare e nella sutura della cute. Inoltre possono essere impiegate nell'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, in chirurgia oftalmica, ortopedica e per tessuti neurali.
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	Polybio non mostra significativa perdita di resistenza nel tempo.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Minima reazione infiammatoria iniziale nei tessuti, seguita da un graduale incapsulamento della sutura nel tessuto connettivo fibroso.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 7/0 a 6. EP da 0,5 a 8.
VALIDITÀ:	5 anni.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III



POLYBIO






POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 10 	5/0	1	45	36	Verde	PB435CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB434CG1
2 x HR mm 10 	5/0	1	75	36	Verde	PB435FG2
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB434CG2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB434FG2
HR mm 13 	5/0	1	45	36	Verde	PB455CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB454CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB454FG1
2 x HR mm 13 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB454FG2
	3/0	2	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB453GPD
2 x HR mm 16 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB1M4FG2
	4/0	1,5	90	36	Bianco	PB1M4GW2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB1M4GG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB1M3GG2
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB1M2GP4
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB1M2GP5
HR mm 17 	5/0	1	75	36	Verde	PB465FG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB464FG1
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB464GG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB463FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB462FG1






POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 17 	4/0	1,5	75	36	Bianco	PB464FW2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB464FG2
	4/0	1,5	90	36	Bianco	PB464GW2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB464GG2
	3/0	2	60	36	Bianco	PB463DW2
	3/0	2	90	36	Verde	PB463GG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB462FPD
	2/0	3	90	36	Bianco	PB462GW2
	2/0	3	90	36	Verde	PB462GG2
2 x HR mm 18 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB1B4FG2
	4/0	2	90	36	Bianco	PB1B4GG2
	4/0	2	90	36	Verde	PB1B4GW2
	3/0	2	90	36	Verde	PB1B3GG2
	3/0	2	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB1B3GPD
	2/0	3	75	36	Verde	PB1B2FG2
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB1B2FG3
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB1B2FPD
	2/0	3	75	36	Verdi hard pledget 3x3	PB1B2FG6
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB1B2FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB1B2FP5
	2/0	3	90	36	Bianco	PB1B2GW2
	2/0	3	90	36	Bianco hard pledget 3x6	PB1B2GW3
	2/0	3	90	36	Verde	PB1B2GG2
2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB1B2GG3	
HR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB474FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB473FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB472FG1





POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB474FG2
	4/0	1,5	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB474FG3
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB474GG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB473FG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB473GG2
	3/0	2	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB473GPD
	2/0	3	75	36	Bianco	PB472FW2
	2/0	3	75	36	Verde	PB472FG2
	2/0	3	75	36	Bianco hard pledget 3x6	PB472FW3
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB472FG3
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x3	PB472FG6
	2/0	3	75	12x6	3 bianchi + 3 verdi	PB472FQD
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB472FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB472FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB472FP5
	2/0	3	90	36	Verde	PB472GG2
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB472GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB472GP4
HR mm 22 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB484FG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB483CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB483FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB482FG1
2 x HR mm 22 	4/0	1,5	90	36	Bianco	PB484GW2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB484GG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB483GG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB482FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB482FP4
	2/0	3	90	36	Verde	PB482GG2








POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HR mm 26 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB024FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB023FG1
	3/0	2	90	36	Verde	PB023GG1
	3/0	2	200	36	Verde	PB0232G1
	2/0	3	75	36	Verde	PB022FG1
	2/0	3	90	36	Verde	PB022GG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB021FG1
	1	4	75	36	Verde	PB02AFG1
2 x HR mm 26 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB024FG2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB024GG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB023FG2
	3/0	2	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB023FPD
	3/0	2	90	36	Verde	PB023GG2
	3/0	2	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB023GG3
	3/0	2	100	36	Verde	PB023NG2
	2/0	3	75	36	Verde	PB022FG2
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB022FG3
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB022FPD
	2/0	3	75	6x6	3 bianchi + 3 verdi hard pledget 3x6	PB022FQ4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB022FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB022FP5
	2/0	3	90	36	Bianco	PB022GW2
	2/0	3	90	36	Verde	PB022GG2
	2/0	3	90	36	Bianco hard pledget 3x6	PB022GW3
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB022GG3
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB022GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB022GP4
	2/0	3	100	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB022NP4
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB022GP5
	0	3,5	75	36	Verde	PB021FG2
	0	3,5	90	36	Verde	PB021GG2









POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 26 - rinforzato 	2/0	3	75	36	Verde	PB622FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB621FG1
	1	4	75	36	Verde	PB62AFG1
	2	5	90	36	Verde	PB62BGG1
2 x HRX mm 26 - extra rinforzato 	3/0	2	75	36	Verde	PB5S3FG2
	2/0	3	75	36	Verde	PB5S2FG2
	0	3,5	75	36	Verde	PB5S1FG2
	1	4	75	36	Verde	PB5SAFG2
HR mm 30 	3/0	2	75	36	Verde	PB493FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB492FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB491FG1
	1	4	75	36	Verde	PB49AFG1
HR mm 36 	2/0	3	75	36	Verde	PB502FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB501FG1
	1	4	75	36	Verde	PB50AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB50BFG1
2x HR mm 36 	2/0	3	75	36	Verde	PB502FG2
	0	3,5	75	36	Verde	PB501FG2
	1	4	75	36	Verde	PB50AFG2
	2	5	75	36	Verde	PB50BFG2









POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	75	36	Verde	PB642FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB641FG1
	1	4	75	36	Verde	PB64AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB64BFG1
HRX mm 36 - extra rinforzato 	2/0	3	75	36	Verde	PB762FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB761FG1
	1	4	75	36	Verde	PB76AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB76BFG1
2 x HRS mm 36 	2/0	3	75	36	Verde	PB642FG2
	0	3,5	75	36	Verde	PB641FG2
HRS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB651FG1
	1	4	75	36	Verde	PB65AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB65BFG1
	2	5	90	36	Verde	PB65BGG1
HRX mm 40 - extra rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB771FG1
	1	4	75	36	Verde	PB77AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB77BFG1
	2	5	90	36	Verde	PB77BGG1
HRS mm 48 - rinforzato 	2	5	75	36	Verde	PB66BFG1
	2	5	90	36	Verde	PB66BGG1








POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DR mm 8 	5/0	1	45	12	Bianco	PB925CWD
	5/0	1	45	12	Verde	PB925CGD
2 x DR mm 9 	7/0	0,5	45	36	Verde	PB967CG2
DR mm 13 	6/0	0,7	75	36	Verde	PB046FG1
	5/0	1	75	36	Verde	PB045FG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB044FG1
2 x DR mm 13 	6/0	0,7	90	36	Verde	PB046GG2
	5/0	1	75	36	Bianco	PB045FW2
	5/0	1	75	36	Verde	PB045FG2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB044FG2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB044GG2
DR mm 17 	5/0	1	75	36	Verde	PB065FG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB064FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB063FG1
2 x DR mm 17 	5/0	1	75	36	Verde	PB065FG2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB064FG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB063FG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB063GG2
	3/0	2	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB063GPD
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB062FPD
	2/0	3	90	36	Verde	PB062GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB062GG3
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB062GPD








POLYBIO




Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lung. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 20 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB074FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB073FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB072FG1
2 x DR mm 20 	5/0	1	75	36	Verde	PB075FG2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB074FG2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB074GG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB073FG2
	2/0	3	75	36	Verde	PB072FG2
	2/0	3	90	36	Verde	PB072GG2
2 x DR mm 22 	3/0	2	75	36	Verde	PB083FG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB082FPD
DR mm 26 	3/0	2	75	36	Verde	PB1C3FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB1C2FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB1C1FG1
2 x DR mm 26 	5/0	1	75	36	Verde	PB1C5FG2
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB1C4FG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB1C3FG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB1C3GG2
	2/0	3	75	36	Verde	PB1C2FG2
	2/0	3	90	36	Verde	PB1C2GG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB1C2FPD
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB1C2GPD

POLYBIO




Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita





 CILINDRICO 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DR mm 30 	3/0	2	75	36	Verde	PB093FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB092FG1
2 x DR mm 30 	3/0	2	75	36	Verde	PB093FG2
2 x DR mm 32 	0	3,5	75	36	Verde	PB1V1FG2
DR mm 35 	1	4	75	36	Verde	PB3CAFG1
DR mm 40 	1	4	75	36	Verde	PB3DAFG1






 CILINDRICO 5/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
FRS mm 26 - rinforzato 	0	3,5	45	36	Verde	PB371CG1

POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita




 CILINDRICO J needle 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
JR mm 30 	1	4	75	36	Verde	PB6CAFG1

 CILINDRICO retto 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GR mm 20 	5/0	1	45	36	Verde	PB385CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB384CG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB383CG1
GR mm 60 	1	4	75	36	Verde	PB40AFG1
	1	4	90	36	Verde	PB40AGG1

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HRT mm 13 	5/0	1	45	36	Verde	PB1A5CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB1A4CG1
HRT mm 17 	5/0	1	75	36	Verde	PB685FG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB684FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB683FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB682FG1
	2/0	3	75	12x6	3 bianchi + 3 verdi	PB682FQC
HRT mm 17 - black 	0	3,5	110	36	Bianco	PB681PWN








POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
<p>2 x HRT mm 17</p> 	5/0	1	75	36	Verde	PB685FG2
	5/0	1	90	36	Verde	PB685GG2
	4/0	1,5	75	36	Bianco	PB684FW2
	4/0	1,5	75	12x4	4 Verdi	PB684FAD
	4/0	1,5	75	6x4	4 Verdi hard pledget 3x6	PB684FA4
	4/0	1,5	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB684FPD
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB684GG2
	3/0	2	75	36	Bianco	PB683FW2
	3/0	2	75	36	Verde	PB683FG2
	3/0	2	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB683FPD
	2/0	3	75	36	Verde	PB682FG2
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB682FG3
	2/0	3	75	6x4	4 Verdi hard pledget 3x6	PB682FA4
	2/0	3	75	6x8	8 Verdi hard pledget 3x6	PB682FC4
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB682FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB682FP9
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB682FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB682FP5
	2/0	3	90	36	Bianco	PB682GW2
	2/0	3	90	36	Verde	PB682GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB682GG3
	2/0	3	90	6x4	4 Verdi hard pledget 3x6	PB682GA4
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x3	PB682GG6
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB682GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB682GP4
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x3	PB682GP5
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB682GP9




POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x HRT mm 20 	3/0	2	90	36	Verde	PB693GG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB692FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB692FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB692FP9
	2/0	3	90	36	Verde	PB692GG2
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB692GP9
HRT mm 22 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB704FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB703FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB702FG1
2 x HRT mm 22 	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB702FG3
	2/0	3	75	6x4	4 Verdi hard pledget 3x6	PB702FA4
	2/0	3	75	6x8	8 Verdi hard pledget 3x6	PB702FC4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB702FP4
HRT mm 26 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB714FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB713FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB712FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB711FG1
HRT mm 26 - black 	3/0	2	45	36	Verde	PB713CGN
	2/0	3	45	36	Verde	PB712CGN








POLYBIO




Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x HRT mm 26	4/0	1,5	75	36	Verde	PB714FG2
	3/0	2	75	36	Bianco	PB713FW2
	3/0	2	75	36	Verde	PB713FG2
	2/0	3	75	36	Bianco	PB712FW2
	2/0	3	75	36	Bianco hard pledget 3x6	PB712FW3
	2/0	3	75	36	Verde	PB712FG2
	2/0	3	75	10x6	6 Verdi	PB712FGF
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x3	PB712FG6
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB712FG3
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB712FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB712FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB712FP9
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 4,5x9	PB712FPV
	2/0	3	90	36	Bianco	PB712GW2
	2/0	3	90	36	Verde	PB712GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB712GG3
	2/0	3	90	6x4	4 Verdi hard pledget 3x6	PB712GA4
	2/0	3	90	12x6	3 bianchi + 3 verdi	PB712GQD
	2/0	3	90	6x6	3 bianchi + 3 verdi hard pledget 3x6	PB712GQ4
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB712GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB712GP4
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB712GP9
	0	3,5	90	36	Verde	PB711GG2
	0	3,5	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB711GPD
	0	3,5	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB711GP4

POLYBIO







Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 1/2 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 HRTS mm 36 - rinforzato	0	3,5	75	36	Verde	PB731FG1
 2 x HRT mm 36	0	3,5	75	36	Verde	PB731FG2
 HRTS mm 40 - rinforzato	1	4	75	36	Verde	PB74AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB74BFG1
 HRTS mm 45 - rinforzato	1	4	75	36	Verde	PB2IAFG1
	2	5	75	36	Verde	PB2IBFG1
	2	5	75	12x4	4 Verdi	PB2IBFAZ
 HRT mm 50	5	7	75	36	Verde	PB3EDFG1
	5	7	75	12x4	4 Verdi	PB3EDFAZ

 TAPER CUT bicurvo 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 BRT mm 24	2/0	3	110	12	Verde	PB5F2PGZ
	0	3,5	110	12	Verde	PB5F1PGZ






POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 13 	6/0	0,7	90	36	Verde	PB106GG2
	5/0	1	90	36	Verde	PB105GG2
	4/0	1	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB104FPD
DRT mm 17 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB114FG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB113FG1
DRT mm 17 - black 	2/0	3	110	36	Bianco	PB112PWN
2 x DRT mm 17 	4/0	1,5	75	36	Verde	PB114FG2
	4/0	1,5	90	36	Verde	PB114GG2
	3/0	2	75	36	Verde	PB113FG2
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB112FP4
	2/0	3	90	36	Verde	PB112GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x3	PB112GG6
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB112GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB112GP4









POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 TAPER CUT 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
2 x DRT mm 20 	3/0	2	75	36	Verde	PB123FG2
	3/0	2	90	36	Verde	PB123GG2
	2/0	3	75	36	Verde	PB122FG2
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB122FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB122FP4
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB122FG3
	2/0	3	90	36	Verde	PB122GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB122GG3
	2/0	3	90	36	Verde soft pledget 3x6	PB122GG8
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB122GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB122GP4
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB122GP9
	0	3,5	150	36	Verde	PB121IG2
DRT mm 26 	2/0	3	75	36	Verde	PB142FG1
2 x DRT mm 26 	4/0	1,5	45	36	Bianco	PB144CW2
	3/0	2	75	36	Verde	PB143FG2
	3/0	2	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB143FPD
	2/0	3	75	36	Verde	PB142FG2
	2/0	3	75	36	Verde hard pledget 3x6	PB142FG3
	2/0	3	75	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB142FPD
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB142FP4
	2/0	3	75	6x10	5 bianchi + 5 verdi soft pledget 3x6	PB142FP9
	2/0	3	90	36	Verde	PB142GG2
	2/0	3	90	36	Verde hard pledget 3x6	PB142GG3
	2/0	3	90	12x10	5 bianchi + 5 verdi	PB142GPD
	2/0	3	90	6x10	5 bianchi + 5 verdi hard pledget 3x6	PB142GP4
	0	3,5	75	36	Verde	PB141FG2






POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 22 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB3F1FG1
	1	4	75	36	Verde	PB3FAFG1
	2	5	75	36	Verde	PB3FBFG1
HSX mm 22 - extra rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB841FG1
	1	4	75	36	Verde	PB84AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB84BFG1
HSS mm 26 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB811FG1
	1	4	75	36	Verde	PB81AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB81BFG1
HSX mm 26 - extra rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB3G1FG1
	1	4	75	36	Verde	PB3GAFG1
	2	5	75	36	Verde	PB3GBFG1
HS mm 30 	3/0	2	75	36	Verde	PB2E3FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB2E2FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB2E1FG1
	1	4	75	36	Verde	PB2EAFG1
HSS mm 36 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB821FG1
	1	4	75	36	Verde	PB82AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB82BFG1
HSS mm 40 - rinforzato 	0	3,5	75	36	Verde	PB831FG1
	1	4	75	36	Verde	PB83AFG1
	2	5	45	36	Verde	PB83BCG1
	2	5	75	36	Verde	PB83BFG1











POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
HSS mm 55 - rinforzato 	5	7	75	36	Verde	PB3RDFG1
2 x HSS mm 65 - rinforzato 	5	7	90	36	Verde	PB4QDGG2
HS mm 120 	3-4	6	75	36	Verde	PB3HCFG1
HSS mm 120 - rinforzato 	3-4	6	75	36	Verde	PB3ICFG1








POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 12 	6/0	0,7	45	36	Verde	PB156CG1
	5/0	1	45	36	Verde	PB155CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB154FG1
DS mm 16 	5/0	1	45	36	Verde	PB165CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB164FG1
DS mm 18 	5/0	1	45	36	Verde	PB1D5CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB1D4CG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB1D3CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB1D3FG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB1D2FG1
DS mm 20 	4/0	1,5	45	36	Verde	PB184CG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB183FG1
DS mm 24 	3/0	2	20	36	Bianco	PB193QW1
	3/0	2	45	36	Verde	PB193CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB193FG1
	2/0	3	45	36	Verde	PB192CG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB192FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB191FG1
DS mm 26 	2/0	3	45	36	Verde	PB202CG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB202FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB201FG1
DS mm 30 	2/0	3	45	36	Verde	PB212CG1
	2/0	3	75	36	Verde	PB212FG1
	0	3,5	45	36	Verde	PB211CG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB211FG1
	1	4	75	36	Verde	PB21AFG1
DS mm 36 	2/0	3	75	36	Verde	PB222FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB221FG1
	1	4	75	36	Verde	PB22AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB22BFG1




POLYBIO




Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio 	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSS mm 36 - rinforzato 	2/0	3	75	36	Verde	PB4S2FG1
	1	4	75	36	Verde	PB4SAFG1
	2	5	75	36	Verde	PB4SBFG1
DS mm 40 	2/0	3	75	36	Verde	PB232FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB231FG1
	1	4	75	36	Verde	PB23AFG1
	2	5	75	36	Verde	PB23BFG1
DS mm 50 	5	7	75	36	Verde	PB6PDFG1
DSX mm 75 - extra rinforzato 	5	7	45	36	Verde	PB3LDCG1
2 x DSX mm 75 - extra rinforzato 	2	5	75	36	Verde	PB3LBFG2
	2	5	90	36	Verde	PB3LBGG2
	5	7	75	36	Verde	PB3LDFG2
	5	7	90	36	Verde	PB3LDGG2

POLYBIO







Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 DORSO TAGLIANTE 3/8 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DS mm 120 	3-4	6	75	36	Verde	PB3MCFG1
	3-4	6	75	36	Verde	PB3NCFG1
DSS mm 120 - rinforzato 	3-4	6	75	36	Verde	PB3NCFG1
	3-4	6	75	36	Verde	PB3NCFG1

 DORSO TAGLIANTE retto ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
GS mm 50 	2/0	3	75	36	Verde	PB412FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB411FG1
GS mm 60 	2/0	3	75	36	Verde	PB422FG1
	0	3,5	75	36	Verde	PB421FG1




POLYBIO



Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 PUNTA DI PRECISIONE DORSO TAGLIENTE 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
DSM mm 11 	6/0	0,7	45	36	Verde	PB256CG1
DSM mm 13 	5/0	1	45	36	Verde	PB265CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB264CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB264FG1
DSM mm 16 	5/0	1	45	36	Verde	PB275CG1
	4/0	1,5	45	36	Verde	PB274CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB274FG1
DSM mm 18 	4/0	1,5	45	36	Verde	PB1E4CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB1E4FG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB1E3CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB1E3FG1
DSM mm 24 	4/0	1,5	45	36	Verde	PB304CG1
	4/0	1,5	75	36	Verde	PB304FG1
	3/0	2	45	36	Verde	PB303CG1
	3/0	2	75	36	Verde	PB303FG1

POLYBIO



Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita




SET PER IL CERCHIAGGIO DELL'UTERO - Tecnica di Shirodkar						
 SMUSSA 1/2 cerchio ○	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2x HRN mm 45		0,5 cm	30	36	Nastro bianco	PB54ZAW2
	6	8	30	36	Verde	PB54EAG2
		0,5 cm	40	36	Nastro bianco	PB54Z1W2
	6	8	40	36	Verde	PB54E1G2
		0,5 cm	50	36	Nastro bianco	PB54Z3W2
	6	8	50	36	Verde	PB54E3G2
 2x HRN mm 65		0,5 cm	30	36	Nastro bianco	PB3PZAW2
	6	8	30	36	Verde	PB3PEAG2
		0,5 cm	40	36	Nastro bianco	PB3PZ1W2
	6	8	40	36	Verde	PB3PE1G2
		0,5 cm	50	36	Nastro bianco	PB3PZ3W2
	6	8	50	36	Verde	PB3PE3G2



SET PER IL CERCHIAGGIO DELL'UTERO - Tecniche di McDonald e Wurm-Hefner						
 TAPER CUT 1/2 cerchio ▼	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2x HRTS mm 48	6	8	75	36	Verde	PB75EFG2

POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/2 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x HZ mm 8	5/0	1	45	12	Bianco - Ø 0,33	PB9R5CWD

 ATRAUMATICO SPATOLA 1/4 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x VZ mm 8	5/0	1	45	36	Bianco - Ø 0,33	PB9E5CW2
	5/0	1	45	12	Bianco - Ø 0,33	PB9E5CWD
	5/0	1	45	36	Verde - Ø 0,33	PB9E5CG2
	5/0	1	45	12	Verde - Ø 0,33	PB9E5CGD
 2 x VZ mm 8,5	5/0	1	45	12	Bianco - Ø 0,33	PB9G5CWD
	4/0	1,5	45	12	Verde - Ø 0,43	PB9G4CGD

 ATRAUMATICO SPATOLA 3/8 cerchio	CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
	USP	EP				
 2 x DZ mm 8	5/0	1	45	12	Bianco - Ø 0,33	PB9L5CWD
	5/0	1	45	12	Verde - Ø 0,33	PB9L5CGD

POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI SU BOBINA					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	CONFEZ.	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
3/0	2	150	36	Verde	PBBB3IG1
3/0	2	250	36	Verde	PBBB3LG1
2/0	3	150	36	Verde	PBBB2IG1
2/0	3	250	36	Verde	PBBB2LG1
0	3,5	150	36	Verde	PBBB1IG1
0	3,5	250	36	Verde	PBBB1LG1
1	4	150	36	Verde	PBBBAIG1
1	4	250	36	Verde	PBBBALG1
2	5	150	36	Verde	PBBBBIG1
2	5	250	36	Verde	PBBBBLG1
5	7	150	36	Verde	PBBBDIG1
5	7	250	36	Verde	PBBBDLG1

POLYBIO

Sutura sintetica non assorbibile in POLIESTERE, intrecciata e rivestita

SUTURE STERILI PRETAGLIATE					
CALIBRO		FILO lungh. (cm)	PACK x N° FILI	CARATTERISTICHE	CODICE
USP	EP				
4/0	1,5	45	36 x 6	Verde	PBAA4CGA
4/0	1,5	45	36 x 12	Verde	PBAA4CGG
4/0	1,5	70	36 x 5	Verde	PBAA4EGH
4/0	1,5	70	36 x 6	Verde	PBAA4EGA
3/0	2	45	36 x 6	Verde	PBAA3CGA
3/0	2	45	36 x 12	Verde	PBAA3CGG
3/0	2	70	36 x 5	Verde	PBAA3EGH
3/0	2	70	36 x 6	Verde	PBAA3EGA
2/0	3	45	36 x 6	Verde	PBAA2CGA
2/0	3	45	36 x 12	Verde	PBAA2CGG
2/0	3	70	36 x 5	Verde	PBAA2EGH
2/0	3	70	36 x 6	Verde	PBAA2EGA
0	3,5	45	24 x 12	Verde	PBAA1CGI
0	3,5	45	36 x 6	Verde	PBAA1CGA
0	3,5	70	36 x 5	Verde	PBAA1EGH
1	4	45	24 x 12	Verde	PBAAACGI
1	4	45	36 x 6	Verde	PBAAACGA
1	4	70	36 x 5	Verde	PBAAAEHG
2	5	45	24 x 12	Verde	PBAABCGI
2	5	70	36 x 5	Verde	PBAABEGH
6	8	70	36 x 5	Verde	PBAAEHG

*Sono disponibili, su richiesta, suture pretagliate in lunghezze, calibri e confezionamenti personalizzabili.