

BIOLENE

TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE:	Blue.
MOLECOLA:	Polipropilene.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata forza tensile.• Estrema maneggevolezza, flessibilità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il calibro uniforme e la superficie levigata della sutura consentono il passaggio atraumatico e un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti.• Minimo effetto memoria.
INDICAZIONI:	<p>Le suture Biolene sono indicate per l'approssimazione e/o la legatura dei tessuti molli, incluso l'uso in chirurgia cardiovascolare e in neurochirurgia.</p> <p>Grazie alle loro caratteristiche risultano particolarmente indicate per la chiusura della cute e in chirurgia plastica e ricostruttiva.</p>
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	La sutura Biolene non viene assorbita, dunque non è nota alcuna modifica sostanziale della resistenza alla trazione.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Minima.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 9/0 a 1. EP da 0,3 a 4.
VALIDITÀ:	5 anni.
CONFEZIONAMENTO:	Le suture Biolene vengono proposte anche in un confezionamento dedicato per evitare l'effetto memoria.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III