

NYLON

TIPOLOGIA:	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.
COLORE:	Blue o nero su richiesta.
MOLECOLA:	Poliammide 6 o Poliammide 6-6.
TIPO DI RIVESTIMENTO:	Non rivestita.
CARATTERISTICHE:	<ul style="list-style-type: none">• Elevata forza tensile.• Scarso effetto memoria.• Estrema maneggevolezza, elasticità e facile esecuzione del nodo.• Eccellente sicurezza di tenuta del nodo.• Il calibro uniforme consente un passaggio atraumatico e scorrevole attraverso i tessuti.• Ridotta capillarità.
INDICAZIONI:	Le suture Nylon sono indicate per l'approssimazione e/o legatura dei tessuti molli, compreso l'impiego in chirurgia cardiovascolare, oftalmica, plastica, ortopedica, in microchirurgia e sui tessuti neurali.
RESISTENZA TENSILE IN VIVO:	La sutura Nylon non viene assorbita, tuttavia, per effetto di un processo idrolitico in vivo, può progressivamente perdere la propria resistenza tensile nel tempo.
ASSORBIMENTO:	Non assorbibile.
REAZIONE TISSUTALE:	Minima.
STERILIZZAZIONE:	Ossido di etilene.
CALIBRI:	USP da 10/0 a 1. EP da 0,2 a 4.
VALIDITÀ:	5 anni.
CERTIFICAZIONE:	CE 0373 Organismo Notificato "Istituto Superiore di Sanità".
CLASSE DI APPARTENENZA:	III