

PLEDGET CHIRURGICI

BIOFELT

I pledget **BIOFELT** presenti nelle varianti soft o hard, sono dispositivi in POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE), utilizzati per il rinforzo generale dei punti di sutura e per sostenerne il carico sul tessuto ospitante, che altrimenti potrebbe essere danneggiato.

I pledget **BIOFELT** sono dispositivi sterili, monouso, impiantabili, disponibili in diverse forme e dimensioni e di consistenza morbida o dura, per far fronte alle più diverse esigenze procedurali. Disponibili su richiesta dimensioni personalizzabili.

Dispositivo medico appartenente alla classe III secondo direttiva 93/42/CEE.



NORMAL	THIN	DESCRIZ. (mm)	N° PLDG.	PZ. PER BOX
FP0303H	FP0303HX	3x3 hard	6	36
FP0303S	FP0303SX	3x3 soft	6	36
FP0306H	FP0306HX	3x6 hard	6	36
FP0306S	FP0306SX	3x6 soft	6	36
FP0409H	FP0409HX	4,5x9 hard	6	36
FP0409S	FP0409SX	4,5x9 soft	6	36
FP0610H	FP0610HX	6x10 hard	6	36
FP0610S	FP0610SX	6x10 soft	6	36
FP0650H	FP0650HX	6x50 hard	1	24
FP0650S	FP0650SX	6x50 soft	1	24
FP0676H	FP0676HX	6x76 hard	1	24
FP0676S	FP0676SX	6x76 soft	1	24
FP2525H	FP2525HX	25x25 hard	1	24
FP2525S	FP2525SX	25x25 soft	1	24
FP5151H	FP5151HX	51x51 hard	1	24
FP5151S	FP5151SX	51x51 soft	1	24
FP1201H	FP1201HX	12x102 hard	1	12
FP1201S	FP1201SX	12x102 soft	1	12
FP5101H	FP5101HX	51x102 hard	1	12
FP5101S	FP5101SX	51x102 soft	1	12
FP0676H	FP0676HX	6x76 hard	1	12
FP0676S	FP0676SX	6x76 soft	1	12
FP0615H	FP0615HX	6x152 hard	1	12
FP0615S	FP0615SX	6x152 soft	1	12
FP0815H	FP0815HX	8x152 hard	1	12
FP0815S	FP0815SX	8x152 soft	1	12
FP1001H	FP1001HX	102x102 hard	1	12
FP1001S	FP1001SX	102x102 soft	1	12
FP1215H	FP1215HX	12x152 hard	1	12
FP1215S	FP1215SX	12x152 soft	1	12
FP2515H	FP2515HX	25x152 hard	1	12
FP2515S	FP2515SX	25x152 soft	1	12
FP1015H	FP1015HX	100x152 hard	1	6
FP1015S	FP1015SX	100x152 soft	1	6
FP1515H	FP1515HX	152x152 hard	1	6
FP1515S	FP1515SX	152x152 soft	1	6