

BIOINCISE



BIOINCISE è un telino in film di poliuretano per incisione chirurgica. Agisce come barriera, proteggendo l'area di incisione da contaminazioni esterne.

BIOINCISE è rivestito da un particolare adesivo che assicura la massima prestazione durante tutte le procedure chirurgiche, aderendo saldamente alla pelle e garantendo al contempo una buona traspirabilità. È sottile, trasparente e facile da applicare.

BIOINCISE è impermeabile ai fluidi corporei o altri fluidi presenti durante l'intervento.

I dispositivi **BIOINCISE** sono disponibili in diverse dimensioni, in modo da essere utilizzabili con praticità in interventi chirurgici di vario tipo.

BIOINCISE non contiene lattice di gomma naturale.

Dispositivo medico appartenente alla classe IIa secondo direttiva 93/42/CEE.

ARTICOLO	DIMENSIONI (cm)	PZ. PER BOX
BI1015	10 x 15	35
BI1515	15 x 15	35
BI2015	20 x 15	35
BI2030	20 x 30	35
BI2040	20 x 40	35
BI2530	25 x 30	35
BI3030	30 x 30	35
BI3040	30 x 40	35
BI3535	35 x 35	35
BI3545	35 x 45	35
BI3560	35 x 60	35
BI4040	40 x 40	35
BI4060	40 x 60	35
BI4560	45 x 60	35
BI5545	55 x 45	35
BI6060	60 x 60	35
BI8560	85 x 60	35
BI9060	90 x 60	35